



ORIGIAL

ORICAREFIT-W

ORIGINAL SCALE CARE&FIT SMART WHITE



USER MANUAL

MANUAL DE USO · MANUAL D'US · MANUALE D'USO
MANUEL DE L'UTILISATEUR · MANUAL DE INSTRUÇÕES



EN



EN

ORIGINAL SCALE CARE&FIT SMART WHITE OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS MODEL NO. ORICAREFIT-W

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is not intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

CONTENT

Introduction	4
Product Overview	4
Technical Specifications	5
Installation	5
Startup	5
Using the Scale	6
Safety Warnings	6
Scale Maintenance	8
Warranty	8

**PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY
BEFORE YOU USE THE APPLIANCE AND SAVE
IT FOR FUTURE REFERENCE.**



Introduction


The Original Scale Care&Fit Smart is a smart digital scale designed for comprehensive monitoring of your weight and body composition at home. Thanks to its high-precision sensors and Bluetooth connectivity, it allows you to measure not only body weight but also parameters such as fat percentage, muscle mass, and other biometric values, synchronizing them with your phone through the Feelfit app for detailed health tracking. This premium design scale combines a durable tempered glass platform with stainless steel electrodes to deliver reliable results and a modern look. It is an easy-to-use tool, designed for the whole family, that will help you monitor your well-being comfortably and safely every day.

Product Overview

Figure 1: Top view of the scale, showing the tempered glass platform, measuring electrodes, and illuminated LED display.

The main parts of the Care&Fit Smart scale are as follows:

- 1.- Measuring surface: Tempered glass weighing platform where the user stands.
- 2.- Measurement contact area: Metal electrodes that must be touched with bare feet for body composition analysis.
- 3.- LED Display: Shows weight and status symbols (e.g., Bluetooth indicator, overload, low battery, etc.).
- 4.- Reset button: Located at the bottom, used to reset or calibrate the scale if necessary.
- 5.- Battery compartment: Space at the base of the scale to install the batteries that power the device.
- 6,7.- Non-slip feet: Support legs with rubber material providing stability and floor protection, housing the weight sensors inside.
- 6,7.- Weight sensors: Internal high-precision components (strain gauge type) located in the feet, responsible for measuring load.
- 8.- Bluetooth indicator: Icon on the screen that lights up when the scale is properly connected via Bluetooth to the mobile device.



APP FEELFIT



EN

Technical Specifications

Battery type	2 × 1.5 V AAA batteries (placement in bottom compartment)
Display	High-visibility LED display with red digit illumination
Sensors	4 high-precision weight sensors (strain gauge technology)
Weight capacity	Maximum weight 180 kg (396 lb)
Measurement unit	Kilograms (kg) by default; switchable to pounds (lb) via the Feelfit app
Wireless connectivity	Low-power Bluetooth® 4.0 (BLE) for smartphone synchronization
Compatible app	Feelfit (available for iOS and Android, free download)
Materials	Durable tempered glass platform; stainless steel electrodes; ABS plastic base and feet
Auto on/o	Yes – the scale turns on automatically when weight is detected and turns off after a few seconds without use
Other functions	BMI calculation and body composition analysis in the app; storage of multiple user profiles
Note	Weight accuracy is ±0.1 kg. This scale is designed for home use only. Body composition data provided are for reference and do not replace professional medical advice.

Installation

Follow these steps for correct installation and preparation of the scale before first use:

- Battery placement: Open the battery compartment cover (5) at the base of the scale and insert 2 new AAA batteries, respecting the indicated polarity. Make sure they are properly fitted.
- Proper location: Place the scale on a flat, solid, and level surface. Avoid placing it on thick carpets, uneven or slippery surfaces, as these could affect measurement accuracy.
- Initial check: Before using, and with the scale in a horizontal position, step briefly on the surface (1) and step off to activate and calibrate the device. The display should turn on and then show "0.0" (indicating it is ready to measure). If the scale does not turn on, check battery installation or gently press the reset button (4) with a thin object.

Startup

Once installed, proceed to set up and link the scale with your smartphone:

App download: On your mobile phone, download and install the Feelfit application. It is available for free in the iOS App Store and Google Play for Android. You can also scan the QR code included in the product documentation to directly access the download.

Bluetooth activation: Turn on Bluetooth connectivity on your smartphone. Open the Feelfit app and follow the initial instructions to register a user or log in if necessary.

Pairing with the scale: With the app open near the device, step briefly on the scale to turn it on. The scale will enter synchronization mode and display the Bluetooth symbol (8) on the screen. The scale should appear in the app; select the ORICAREFIT-W model or the equivalent option to pair. The connection will be established in a few seconds. Note: The scale may require you to step on it during initial pairing to activate.



EN

Confirmation: Once paired, the Care&Fit Smart will remain connected to the phone during use. The Bluetooth connection icon will light up on the display (3) whenever the scale transmits data to the app. Pairing is only required the first time; in later uses, the connection will be automatic. If you ever need to link it to another device or solve connection issues, hold the reset button (4) for a few seconds to reset Bluetooth settings and repeat the pairing process.

Using the Scale

To obtain accurate measurements of weight and body composition, follow these usage guidelines:

- User placement: Step on the scale barefoot, placing both feet on the measuring surface (1) and ensuring each foot makes good contact with the metal electrodes (2). Stand in the center of the platform, with feet evenly apart. It is important that the skin of your feet is clean and slightly moist (not excessively dry) to improve conductivity for bioimpedance measurement.
- Posture and waiting: Remain upright and completely still while the scale performs the measurement. The LED screen (3) will first display body weight and then an animation or progress indicator for a few seconds while calculating other parameters (fat, muscle, etc.). Avoid moving or speaking until the measurement is complete.
- Result reading: Once the measurement is complete, the screen will display the final weight. Other detailed body composition data will automatically sync with the Feelfit app on your smartphone via Bluetooth (the app must be open or running in the background with an active session). In the app, you can consult values such as body fat percentage, BMI, muscle mass, water percentage, among others, with progress charts and recommendations.
- Completion: After stepping off the scale, it will turn off automatically after a few seconds of inactivity to preserve battery life. Manual shutoff is not necessary. Simply store the scale in a safe, dry place until the next use.
- Usage tips: For consistent results, try to weigh yourself at the same time of day (e.g., in the morning) under similar conditions. Always place the scale on a hard floor (avoid carpet or soft surfaces) to ensure accuracy. If the scale has been moved or stored vertically, it is recommended to perform a quick calibration by stepping on and off the platform before the next measurement. Keep the electrode surfaces clean with a dry cloth to ensure good conductivity (do not use chemicals or immerse the device in water).

Safety Warnings

Please read carefully the following safety warnings and use them as a reference throughout the product's life. Failure to follow these precautions could result in injury to the user or damage to the scale.

Danger! People with pacemakers or other implanted electronic medical devices must not use the body composition analysis functions of this scale. The bioimpedance technology sends a very low electrical current through the body that could interfere with such devices. Consult your doctor before using it solely for weight measurement, or refrain from using this product.

Danger! Keep the scale's batteries out of reach of small children. Swallowing batteries can cause severe or fatal injuries. If you suspect a child has swallowed a battery, seek medical



EN

attention immediately. Also, ensure proper battery installation and never throw them into fire (risk of explosion).

Warning: This scale is designed for indoor household use only. Do not use outdoors or in very humid environments (e.g., bathrooms with excessive steam) to avoid electronic failures or short circuits. Do not immerse the scale in water or allow liquid inside the device. For cleaning, follow the maintenance instructions.

Warning: Do not place heavy objects on the scale when not in use, and never exceed the maximum capacity of 180 kg, as this could damage the weight sensors or break the glass surface. If the display shows an overload error message (e.g., "Err"), remove the weight immediately.

Warning: Use the scale barefoot for bioimpedance measurements. Do not weigh yourself wearing shoes or socks, as the electrodes will not obtain a reading and body composition data will be incorrect. Also, do not step on the scale with wet feet or when the surface is wet; it may be slippery and pose a fall risk. Dry both the platform and your feet before use.

Caution: The glass platform is designed to support the intended weight but can break if subjected to strong impact (e.g., if the scale is dropped). Handle the device with care. If you notice any cracks or damage in the glass, stop using the scale immediately to avoid cuts or injuries, and contact technical service for replacement.

Caution: Place your feet centered and balanced on the scale. Avoid standing on the edge or in an unstable position. Always use the scale on level surfaces; if placed on an uneven surface, there is a risk of tipping or inaccurate reading.

Caution: Do not jump or bounce on the scale, nor use it as a platform or step. Misuse may damage the sensors or cause accidents.

Caution: This device is not intended for use by very young children or people with disabilities without proper adult supervision. Teach older children how to use the scale correctly and safely, and prevent them from playing with it.

Important: Do not attempt to open or disassemble the scale. It contains no user-serviceable parts (except for the battery cover). Any repair must only be carried out by authorized technical personnel. Altering or modifying the product will void the warranty.

Important: If the scale will not be used for an extended period, remove the batteries to avoid damage from possible leakage. Store the device in a dry, safe place, away from heat sources or prolonged direct sunlight.

Important: This scale is a personal wellness assessment device. It is not a medical device. The body composition data provided are estimates based on population averages. Consider these results as guidance and consult a healthcare professional to interpret your particular situation.



EN

Scale Maintenance

To ensure the correct functioning of your Care&Fit Smart scale over time, please take into account the following maintenance recommendations:

- Battery replacement: When the low battery indicator appears on the screen (for example, an empty flashing battery symbol) or if you notice the screen illumination is dim, replace all the batteries with new ones of the same type (AAA). Do not mix used and new batteries, nor batteries of different brands, to avoid possible leaks or damage. Always insert the batteries respecting the indicated polarity.
- Storage and conservation: After each use, store the scale in a dry, clean, and safe place. Avoid storing it in a vertical position for long periods (ideally, keep it flat) and do not place heavy objects on it while stored. Protect it from extreme humidity and from very high or very low temperatures that could affect its electronic components.
- Automatic calibration: The scale is designed to calibrate automatically. If you have moved or transported it, it is recommended to reset it before the next use. To do this, with the scale on the floor, press the reset button (4) on the underside using a pointed object (for example, a paperclip) or simply step on and off the scale quickly to reset it to zero. When doing so, the display should show "0.0" indicating that it is ready and calibrated.
- General cleaning: (Note: No special frequent cleaning is required beyond the basics.) Keep the surface free of dust and dirt by gently wiping with a dry or slightly damp cloth. Ensure that no water enters the electrode holes or the battery compartment. Do not use solvents or abrasives that could damage the glass coating or plastic parts.
- Periodic inspections: Occasionally check that the non-slip feet (6) are clean and in good condition. If any become loose or lose grip, it could affect stability and measurement; adjust or replace them through technical service. Also, verify that the battery compartment cover closes correctly.

By following these guidelines, your scale will remain in optimal condition, ensuring precise measurements and extending its useful life. If you have any doubts or unresolved problems despite these precautions, please contact our technical support service.

Warranty

Terms and Conditions of the Warranty: This product comes with a limited 3-year warranty starting from the date of the consumer's original purchase. The warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship under normal household use conditions. MLTEC MOTION INNOVATION S.L.U., as the authorized importer and distributor, certifies that the Original Scale Care&Fit Smart (ORICAREFIT-W) scale is free of such defects at the time of purchase. If, during the warranty period, the product exhibits failures due to defective materials or incorrect manufacturing processes, the consumer will be entitled to free repair or replacement of the product, under the conditions detailed below. The battery included with the product has a specific 6-month warranty, as it is a consumable component. This warranty is additional and does not affect the consumer's rights established by national legislation.

Warranty Coverage:



EN

The warranty will only be valid upon presentation of the stamped Warranty Certificate (or the original proof of purchase) together with the invoice or purchase receipt indicating the model purchased and the purchase date. The certificate or proof of purchase must clearly include: (a) the buyer's name, (b) the name, address, and stamp of the selling establishment, (c) the product model, and (d) the purchase date. The absence or alteration of any of this information may void the warranty service.

The following cases are expressly excluded from this warranty:

- Products whose warranty period (3 years) has expired.
- Damage or malfunctions caused by improper use or contrary to the instructions in the user manual (for example, overload above the maximum weight, exposure to liquids, falls, impacts, etc.).
- Unauthorized interventions, repairs, or modifications: any handling carried out by technicians not authorized by MLTEC MOTION INNOVATION, the installation of non-original parts or software, or alteration of the product's original specifications will void the warranty.
- Natural wear and tear from normal use of the product in consumable or perishable components. For example, elements such as depleted batteries (after 6 months), worn rubber or plastic parts due to regular use, scratches, or aesthetic discoloration over time are not covered.

Accidental damage or damage caused by external events: floods, fires, power surges, lightning, natural disasters, or other force majeure causes not attributable to product manufacturing defects.

If the product shows a defect covered by the warranty, the procedure to follow is as follows: the consumer must notify MLTEC Technical Support Service (see Technical Support section) within a reasonable time (preferably within 15 days from detection of the issue). Instructions will be provided on how to send the defective product, properly packaged, to the technical service. After evaluation, MLTEC may choose to repair the product (e.g., by replacing damaged components with new or refurbished parts) or replace it with a product of equal or equivalent performance. The chosen option will be free of charge for the consumer, including labor and materials.

Any repair or replacement carried out under warranty will only cover the remaining time of the original warranty period. That is, a new 3-year period does not begin; the period continues from the initial purchase date. All replaced parts and products will become the property of MLTEC MOTION INNOVATION.

Territorial Scope: This warranty applies only within the territory of the Kingdom of Spain. Warranty services will be provided within this territory. For products purchased outside Spain or if the user is located in another country, they must contact the corresponding local distributor to know the warranty coverage applicable in their region.

For any questions regarding the terms of this warranty, you may contact our customer service. This warranty acknowledges the consumer's legal rights under current regulations, without restricting them.



EN

Technical Support Service: If you need assistance with the product's operation, to make the warranty effective, or to purchase original spare parts, you can contact our customer service and technical support through the following means:

Email: soporte@tec1.zendesk.com

Website: www.unotec.es
(Support/Contact section)



ES

ORIGINAL SCALE CARE&FIT SMART WHITE OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS MODEL NO. ORICAREFIT-W

SOLO PARA USO DOMÉSTICO EN INTERIORES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato no está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
- Casas de campo.
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
- Entornos de tipo alojamiento y desayuno (bed & breakfast).

CONTENIDO

Introducción	12
Descripción general del producto	12
Especificaciones técnicas	13
Instalación	13
Puesta en marcha	14
Uso de la báscula	14
Advertencias de seguridad	15
Mantenimiento de la báscula	16
Garantía	17

Lea este manual atentamente antes de usar el aparato y consérvelo para futuras consultas.



Introducción

Figura 1: La báscula Original Scale Care&Fit Smart junto con la aplicación móvil Feelfit para el seguimiento de las métricas corporales.

La Original Scale Care&Fit Smart es una báscula digital inteligente diseñada para el control integral de su peso y composición corporal en el hogar. Gracias a sus sensores de alta precisión y conectividad Bluetooth, permite medir no solo el peso corporal, sino también parámetros como porcentaje de grasa, masa muscular y otros valores biométricos, sincronizándolos con su teléfono mediante la app Feelfit para un seguimiento detallado de su salud. Esta báscula de diseño premium combina una plataforma de vidrio templado resistente con electrodos de acero inoxidable para ofrecer resultados fiables y una apariencia moderna. Es una herramienta fácil de usar, pensada para toda la familia, que le ayudará a monitorear su bienestar día a día de forma cómoda y segura.

Descripción general del producto


Figura 1: Vista superior de la báscula, que muestra la plataforma de vidrio templado, los electrodos de medición y la pantalla LED iluminada.

Las partes principales de la báscula Care&Fit Smart son las siguientes:

- 1.- Superficie de medición: Plataforma de pesaje de vidrio templado donde se coloca el usuario.
- 2.- Área de contacto para mediciones: Electrodos metálicos que deben tocarse con los pies descalzos para el análisis de la composición corporal.
- 3.- Pantalla LED: Muestra el peso y símbolos de estado (p. ej., indicador de Bluetooth, sobrecarga, batería baja, etc.).
- 4.- Botón de reinicio: Ubicado en la parte inferior, utilizado para reiniciar o calibrar la báscula si fuese necesario.
- 5.- Compartimento de pilas: Espacio en la base de la báscula para instalar las pilas que alimentan el dispositivo.
- 6,7.- Pies antideslizantes: Patas de apoyo con material de goma que aportan estabilidad y protegen el suelo, integrando en su interior los sensores de peso.
- 6,7.- Sensores de peso: Componentes internos de alta precisión (tipo galgas extensométricas) situados en los pies, encargados de medir la carga.
- 8.- Indicador Bluetooth: Icono en la pantalla que se ilumina cuando la báscula está correctamente conectada vía Bluetooth al dispositivo móvil.



ES



APP FEELFIT

Especificaciones técnicas

Tipo de batería	2 × pilas AAA de 1,5 V (colocación en compartimento inferior)
Pantalla	Pantalla LED de alta visibilidad, con iluminación roja de dígitos
Sensores	4 sensores de peso de alta precisión (tecnología de galgas extensométricas)
Capacidad de peso	180 kg (396 lb) de peso máximo
Unidad de medida	Kilogramos (kg) por defecto; comutable a libras (lb) mediante la app Feelfit
Conectividad inalámbrica	Bluetooth® 4.0 de bajo consumo (BLE) para sincronización con smartphone
Aplicación compatible	Feelfit (disponible para iOS y Android, descarga gratuita)
Materiales	Plataforma de vidrio templado resistente; electrodos de acero inoxidable; base y patas en plástico ABS
Auto-encendido/apagado	Sí – la báscula se enciende automáticamente al detectar peso y se apaga tras unos segundos sin uso
Otras funciones	Cálculo de IMC y análisis de composición corporal en la app; almacenamiento de múltiples perfiles de usuario

Instalación

Siga estos pasos para la correcta instalación y preparación de la báscula antes del primer uso:

Colocación de las pilas: Abra la tapa del compartimento de pilas (5) en la base de la báscula e inserte 2 pilas AAA nuevas, respetando la polaridad indicada. Asegúrese de que queden bien ajustadas.

Ubicación adecuada: Coloque la báscula sobre una superficie plana, sólida y nivelada. Evite ubicarla sobre alfombras gruesas, superficies irregulares o resbaladizas, ya que podrían afectar la precisión de la medición.

Comprobación inicial: Antes de utilizarla, y con la báscula en posición horizontal, pise brevemente la superficie (1) y retírese para activar y calibrar el dispositivo. La pantalla debería encenderse y luego mostrar "0.0" (indicando que está lista para medir). Si la báscula no se enciende, verifique la correcta instalación de las pilas o pulse suavemente el botón de reinicio (4) con un objeto fino.



ES

Puesta en marcha

Una vez instalada, proceda a configurar y vincular la báscula con su smartphone:

Descarga de la app: En su teléfono móvil, descargue e instale la aplicación Feelfit. Está disponible de forma gratuita en la App Store de iOS y en Google Play para Android. También puede escanear el código QR incluido en la documentación del producto para acceder directamente a la descarga.

Activación de Bluetooth: Active la conectividad Bluetooth en su smartphone. Abra la aplicación Feelfit y siga las indicaciones iniciales para registrar un usuario o iniciar sesión si es necesario.

Emparejamiento con la báscula: Con la aplicación abierta cerca del dispositivo, súbase brevemente a la báscula para encenderla. La báscula entrará en modo de sincronización y mostrará el símbolo de Bluetooth (8) en la pantalla. La báscula debería aparecer en la app; seleccione el modelo ORICAREFIT-W u otra opción equivalente para vincularla. La conexión se establecerá en pocos segundos. Nota: La báscula puede requerir que se coloque encima durante el emparejamiento inicial para activarse.

Confirmación: Una vez vinculada, la Care&Fit Smart permanecerá conectada al teléfono durante su uso. El icono de conexión Bluetooth se iluminará en la pantalla (3) cada vez que la báscula transmite datos a la aplicación. El emparejamiento solo es necesario la primera vez; en usos posteriores la conexión será automática. Si en algún momento necesita vincularla a otro dispositivo o resolver problemas de conexión, mantenga pulsado el botón de reinicio (4) unos segundos para restablecer la configuración Bluetooth y repita el proceso de emparejamiento.

Uso de la báscula

Para obtener mediciones precisas de peso y composición corporal, siga estas indicaciones de uso:

Colocación del usuario: Súbase a la báscula descalzo, situando ambos pies sobre la superficie de medición (1) y asegurándose de que cada pie haga buen contacto con los electrodos metálicos (2). Colóquese en el centro de la plataforma, con los pies separados uniformemente. Es importante que la piel de los pies esté limpia y ligeramente húmeda (no excesivamente seca) para mejorar la conductividad en la medición de bioimpedancia.

Postura y espera: Permanezca erguido y completamente inmóvil mientras la báscula realiza la medición. En la pantalla LED (3) verá primero el peso corporal y a continuación una animación o indicador de progreso durante unos segundos mientras se calculan los demás parámetros (grasa, músculo, etc.). Evite moverse o hablar hasta que la medición finalice.

Lectura de resultados: Una vez completada la medición, la pantalla mostrará el peso final. Los demás datos detallados de composición corporal se sincronizarán automáticamente con la aplicación Feelfit en su smartphone vía Bluetooth (se requiere que la app esté abierta o en segundo plano con sesión iniciada). En la app podrá consultar valores como porcentaje de grasa corporal, índice de masa corporal (IMC), masa muscular, porcentaje de agua, entre otros, con gráficos de evolución y recomendaciones.



ES

Finalización: Al bajar de la báscula, ésta se apagará de forma automática tras unos segundos de inactividad para preservar la vida de la batería. No es necesario apagarla manualmente. Simplemente guarde la báscula en un lugar seguro y seco hasta el próximo uso.

Consejos de uso: Para resultados consistentes, procure pesarse a la misma hora del día (por ejemplo, por la mañana) y bajo condiciones similares. Coloque la báscula siempre sobre suelo duro (evite moqueta o superficies blandas) para asegurar la exactitud. Si la báscula ha sido movida de lugar o almacenada verticalmente, es recomendable realizar una calibración rápida pisando y soltando la plataforma antes de la siguiente medición. Asimismo, mantenga limpias las superficies de los electrodos con un paño seco para asegurar buena conductividad (no utilice productos químicos ni sumerja el aparato en agua).

Advertencias de seguridad

Por favor, lea atentamente las siguientes advertencias de seguridad y utilícelas como referencia durante la vida útil del producto. El incumplimiento de estas precauciones podría ocasionar lesiones al usuario o daños a la báscula.

¡Peligro! Las personas con marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos implantados no deben usar las funciones de análisis de composición corporal de esta báscula. La tecnología de bioimpedancia envía una corriente eléctrica muy baja a través del cuerpo que podría interferir con dichos dispositivos. Consulte a su médico antes de utilizarla únicamente para mediciones de peso, o absténgase de usar este producto.

¡Peligro! Mantenga las pilas de la báscula fuera del alcance de los niños pequeños. La ingestión de pilas puede causar lesiones graves o fatales. En caso de sospechar que un niño haya ingerido una pila, busque atención médica de inmediato. Además, asegúrese de instalar correctamente las pilas y no las arroje al fuego (riesgo de explosión).

Advertencia: Esta báscula está diseñada solo para uso doméstico interior. No la utilice en exteriores ni en ambientes muy húmedos (por ejemplo, baños con vapor excesivo) para evitar fallos electrónicos o riesgo de cortocircuitos. No sumerja la báscula en agua ni permita que entre líquido en el interior del dispositivo. Para su limpieza, siga las instrucciones de mantenimiento.

Advertencia: No coloque objetos pesados sobre la báscula cuando no esté en uso y no exceda nunca la capacidad máxima de 180 kg, ya que podría dañar los sensores de peso o romper la superficie de vidrio. Si en la pantalla aparece un mensaje de error de sobrecarga (por ejemplo, "Err"), retire el peso inmediatamente.

Advertencia: Use la báscula descalzo para las mediciones de bioimpedancia. No se pese con zapatos ni calcetines, ya que los electrodos no podrán obtener lectura y los datos de composición corporal serán incorrectos. Asimismo, no se pese con los pies mojados o la superficie húmeda; podría ser resbaladizo y existe riesgo de caída. Seque tanto la plataforma como la planta de sus pies antes de usarla.

Precaución: La plataforma de vidrio está diseñada para soportar el peso previsto, pero puede romperse si sufre un impacto fuerte (por ejemplo, si se deja caer la báscula desde cierta altura). Maneje el aparato con cuidado. Si observa alguna grieta o daño en el vidrio, deje de usar la báscula inmediatamente para evitar cortes o lesiones, y contacte con el servicio técnico para su reemplazo.



ES

Precaución: Coloque sus pies de forma centrada y equilibrada en la báscula. Evite posicionarse en el borde o de forma inestable. Utilice siempre la báscula sobre superficies niveladas; si se coloca sobre una superficie irregular, existe riesgo de vuelco o lectura imprecisa.

Precaución: No salte ni brinque sobre la báscula, ni la use como plataforma o escalón. Un uso indebido puede dañar los sensores o provocar accidentes.

Precaución: Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por niños muy pequeños o personas con discapacidades sin la supervisión adecuada de un adulto responsable. Enseñe a los niños mayores el uso correcto y seguro de la báscula, y evite que jueguen con ella.

Importante: No intente abrir ni desmontar la báscula. No contiene piezas manipulables por el usuario (excepto la tapa de las pilas). Cualquier reparación debe ser realizada únicamente por personal técnico autorizado. Alterar o modificar el producto invalidará la garantía.

Importante: Si la báscula no va a usarse durante un período prolongado, retire las pilas para evitar daños por posible fuga de las mismas. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor o luz solar directa prolongada.

Importante: Esta báscula es un dispositivo de evaluación del bienestar personal. No es un equipo médico. Los datos de composición corporal ofrecidos son estimaciones basadas en promedios poblacionales. Considere estos resultados como orientativos y consulte con un profesional de la salud para interpretar su situación particular.

Mantenimiento de la báscula

Para garantizar el correcto funcionamiento de su báscula Care&Fit Smart a lo largo del tiempo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de mantenimiento:

Reemplazo de baterías: Cuando el indicador de batería baja aparezca en pantalla (por ejemplo, un símbolo de batería vacío parpadeando) o note que la iluminación de la pantalla es tenue, reemplace todas las pilas por pilas nuevas del mismo tipo (AAA). No mezcle pilas usadas y nuevas, ni de distintas marcas, para evitar posibles fugas o daños. Inserte siempre las pilas respetando la polaridad indicada.

Conservación y almacenamiento: Después de cada uso, guarde la báscula en un lugar seco, limpio y seguro. Evite su almacenamiento en posición vertical durante largos períodos (lo ideal es mantenerla plana) y no coloque objetos pesados sobre ella mientras esté guardada. Protéjala de la humedad extrema y de temperaturas muy altas o muy bajas que pudieran afectar sus componentes electrónicos.

Calibración automática: La báscula está diseñada para calibrarse automáticamente. Si la ha movido de ubicación o transportado, es recomendable resetearla antes del siguiente uso. Para ello, con la báscula en el suelo, pulse el botón de reinicio (4) en la parte inferior usando un objeto puntiagudo (por ejemplo, un clip) o simplemente suba y baje de la báscula rápidamente para que se reinicie a cero. Al hacerlo, la pantalla debería marcar "0.0" indicando que está lista y calibrada.

Limpieza general: (Nota: No se requiere una limpieza especial frecuente más allá de lo básico.) Mantenga la superficie libre de polvo y suciedad pasando suavemente un paño seco o ligeramente humedecido. Asegúrese de que no entre agua en los orificios de electrodos ni en el compartimento de pilas. No use disolventes ni abrasivos que puedan dañar el recubrimiento del vidrio o las partes plásticas.



ES

Inspecciones periódicas: Revise ocasionalmente que los pies antideslizantes (6) estén limpios y en buen estado. Si alguno se afloja o pierde adherencia, podría afectar la estabilidad y medición; ajústelo o sustitúyalo a través del servicio técnico. También verifique que la tapa del compartimento de pilas cierra correctamente.

Siguiendo estas indicaciones, su báscula se mantendrá en óptimas condiciones, garantizando mediciones precisas y prolongando su vida útil. Ante cualquier duda o problema no resuelto mediante estos cuidados, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

Garantía

Términos y condiciones de la garantía: Este producto cuenta con una garantía limitada de 3 años a partir de la fecha de compra original por parte del consumidor. La garantía cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso doméstico. MLTEC MOTION INNOVATION S.L.U., como importador y distribuidor autorizado, certifica que la báscula Original Scale Care&Fit Smart (ORICAREFIT-W) se encuentra libre de tales defectos en el momento de la compra. En caso de que durante el período de garantía el producto presente fallos debido a materiales defectuosos o procesos de fabricación incorrectos, el consumidor tendrá derecho a la reparación gratuita o reemplazo del producto, según las condiciones que se detallan a continuación. La batería incluida con el producto dispone de una garantía específica de 6 meses, al ser un componente consumible. Esta garantía es adicional y no afecta a los derechos del consumidor establecidos por la legislación nacional.

Cobertura de la garantía:

La garantía será válida únicamente presentando el Certificado de Garantía sellado (o justificante de compra original) junto con la factura o ticket de compra donde consten el modelo adquirido y la fecha de compra. En dicho certificado o justificante deben figurar claramente: (a) el nombre del comprador, (b) el nombre, dirección y sello del establecimiento vendedor, (c) el modelo del producto y (d) la fecha de adquisición. La ausencia o alteración de cualquiera de estos datos podrá invalidar la prestación de garantía.

Quedan expresamente excluidos de esta garantía los siguientes supuestos:

Productos cuyo período de garantía (3 años) haya expirado.

Daños o averías causados por un uso inadecuado o contrario a las instrucciones del manual de usuario (por ejemplo, sobrecarga por encima del peso máximo, exposición a líquidos, caídas, golpes, etc.).

Intervenciones, reparaciones o modificaciones no autorizadas: cualquier manipulación efectuada por personal técnico no autorizado por MLTEC MOTION INNOVATION, la instalación de piezas o software no originales, o la alteración de las especificaciones originales del producto anulará la garantía.

Desgaste natural por el uso normal del producto en componentes consumibles o de naturaleza fungible. Por ejemplo, no están cubiertos elementos como baterías agotadas (tras 6 meses), piezas de goma o plástico desgastadas por uso habitual, arañazos o decoloración estética por el paso del tiempo, etc.

Daños accidentales o causados por fenómenos externos: inundaciones, incendios, caídas de tensión, rayos, catástrofes naturales u otras causas de fuerza mayor no imputables a defectos de fabricación del producto.

En caso de que el producto presente un defecto cubierto por la garantía, el procedimiento a seguir será el siguiente: el consumidor deberá notificar la incidencia al Servicio de Asistencia Técnica de MLTEC (ver apartado de Soporte Técnico) dentro de un plazo razonable (preferiblemente antes de 15 días desde la detección del problema). Se le informará de las instrucciones para hacer llegar el producto defectuoso, debidamente embalado, al servicio técnico. Tras la evaluación, MLTEC podrá optar por reparar el producto (p. ej., sustituyendo componentes dañados por piezas nuevas o reacondicionadas) o sustituirlo por un producto igual o equivalente en prestaciones. La opción elegida será gratuita para el consumidor, incluyendo mano de obra y materiales.

Cualquier reparación o reemplazo realizado en garantía contará únicamente con el resto de tiempo pendiente del período de garantía original. Es decir, no inicia un nuevo período de 3 años, sino que continúa el plazo a partir de la fecha de compra inicial. Todas las piezas y productos reemplazados pasarán a ser propiedad de MLTEC MOTION INNOVATION.

Ámbito territorial: La presente garantía es aplicable únicamente en el territorio del Reino de España. Los servicios de garantía se prestarán dentro de este ámbito. Para productos adquiridos fuera de España o si el usuario se encuentra en otro país, deberá contactar con el distribuidor local correspondiente para conocer la cobertura de garantía aplicable en su región.



ES

Ante cualquier duda sobre los términos de esta garantía, puede comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente. Esta garantía reconoce los derechos legales del consumidor según la normativa vigente, sin restringirlos.

Servicio de soporte técnico: Si necesita ayuda con el funcionamiento del producto, hacer efectiva la garantía o adquirir piezas de repuesto originales, puede contactar con nuestro servicio de atención y soporte técnico a través de los siguientes medios:

Correo electrónico: soporte@tec1.zendesk.com

Web: www.unotec.es (apartado Soporte/Contacto)



FR

ORIGINAL SCALE CARE&FIT SMART WHITE OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS MODEL NO. ORICAREFIT-W

POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:

- Les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
- Les fermes.
- Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels.
- Les environnements de type chambres d'hôtes (bed & breakfast).

CONTENU

Introduction	20
Présentation du produit	20
Spécifications techniques	21
Installation	21
Démarrer	22
Utilisation de l'échelle	22
Avertissements de sécurité	23
Entretien de la balance	24
Garantie	25

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure.



Introduction

Figure 1 : La balance Original Scale Care&Fit Smart accompagnée de l'application mobile Feelfit pour le suivi des métriques corporelles.


L'Original Scale Care&Fit Smart est une balance numérique intelligente conçue pour le suivi complet de votre poids et de votre composition corporelle à domicile. Grâce à ses capteurs de haute précision et à sa connectivité Bluetooth, elle permet de mesurer non seulement le poids corporel, mais aussi des paramètres tels que le pourcentage de graisse, la masse musculaire et d'autres valeurs biométriques, en les synchronisant avec votre téléphone via l'application Feelfit pour un suivi détaillé de votre santé. Cette balance au design premium combine une plateforme en verre trempé résistant avec des électrodes en acier inoxydable pour offrir des résultats fiables et une apparence moderne. C'est un outil facile à utiliser, pensé pour toute la famille, qui vous aidera à surveiller votre bien-être au quotidien de manière confortable et sûre.

Présentation du produit

Figure 1 : Vue de dessus de la balance, montrant la plateforme en verre trempé, les électrodes de mesure et l'écran LED éclairé.

Les principales parties de la balance Care&Fit Smart sont les suivantes :

- 1.- Surface de mesure : Plateforme de pesée en verre trempé sur laquelle l'utilisateur se tient.
- 2.- Zone de contact pour les mesures : Électrodes métalliques qui doivent être touchées avec les pieds nus pour l'analyse de la composition corporelle.
- 3.- Écran LED : Affiche le poids et les symboles d'état (par exemple, indicateur Bluetooth, surcharge, pile faible, etc.).
- 4.- Bouton de réinitialisation : Situé en bas, utilisé pour réinitialiser ou calibrer la balance si nécessaire.
- 5.- Compartiment des piles : Espace à la base de la balance pour installer les piles qui alimentent l'appareil.
- 6,7.- Pieds antidérapants : Pieds de support en matériau caoutchouté qui assurent la stabilité et protègent le sol, abritant les capteurs de poids à l'intérieur.
- 6,7.- Capteurs de poids : Composants internes de haute précision (type jauge de contrainte) situés dans les pieds, responsables de la mesure de la charge.
- 8.- Indicateur Bluetooth : Icône sur l'écran qui s'allume lorsque la balance est correctement connectée via Bluetooth à l'appareil mobile.



APP FEELFIT

Spécifications techniques

Type de pile	2 x piles AAA 1,5 V (à placer dans le compartiment inférieur)
Écran	Écran LED haute visibilité avec éclairage rouge des chiffres
Capteurs	4 capteurs de poids haute précision (technologie à jauge de contrainte)
Capacité de poids	Poids maximum 180 kg (396 lb)
Unité de mesure	Kilogrammes (kg) par défaut ; commutable en livres (lb) via l'application Feelfit
Connectivité sans fil	Bluetooth® 4.0 basse consommation (BLE) pour la synchronisation avec smartphone
Application compatible	Feelfit (disponible pour iOS et Android, téléchargement gratuit)
Matériaux	Plateforme en verre trempé résistant ; électrodes en acier inoxydable ; base et pieds en plastique ABS
Allumage/arrêt automatique	Oui – la balance s'allume automatiquement lorsqu'un poids est détecté et s'éteint après quelques secondes sans utilisation
Autres fonctions	Calcul de l'IMC et analyse de la composition corporelle dans l'app ; stockage de plusieurs profils utilisateur
Remarque	La précision du poids est de ±0,1 kg. Cette balance est conçue uniquement pour un usage domestique. Les données de composition corporelle fournies sont indicatives et ne remplacent pas les conseils médicaux professionnels.

Installation

Suivez ces étapes pour une installation et une préparation correctes de la balance avant la première utilisation:

Mise en place des piles: Ouvrez le couvercle du compartiment à piles (5) à la base de la balance et insérez 2 piles AAA neuves en respectant la polarité indiquée. Assurez-vous qu'elles soient correctement installées.

Emplacement approprié: Placez la balance sur une surface plane, solide et de niveau. Évitez de la placer sur des tapis épais, des surfaces inégales ou glissantes, car cela pourrait affecter la précision de la mesure.

Vérification initiale: Avant de l'utiliser, et avec la balance en position horizontale, appuyez brièvement sur la surface (1) puis retirez-vous pour activer et calibrer l'appareil. L'écran devrait s'allumer puis afficher "0.0" (indiquant qu'il est prêt à mesurer). Si la balance ne s'allume pas,



FR

vérifiez l'installation des piles ou appuyez doucement sur le bouton de réinitialisation (4) avec un objet fin.

Démarrer

Une fois installée, procédez à la configuration et à l'association de la balance avec votre smartphone:

Téléchargement de l'application: Sur votre téléphone portable, téléchargez et installez l'application Feelfit. Elle est disponible gratuitement sur l'App Store d'iOS et sur Google Play pour Android. Vous pouvez également scanner le code QR inclus dans la documentation du produit pour accéder directement au téléchargement.

Activation du Bluetooth: Activez la connectivité Bluetooth sur votre smartphone. Ouvrez l'application Feelfit et suivez les instructions initiales pour enregistrer un utilisateur ou vous connecter si nécessaire.

Appairage avec la balance: Avec l'application ouverte près de l'appareil, montez brièvement sur la balance pour l'allumer. La balance passera en mode de synchronisation et affichera le symbole Bluetooth (8) à l'écran. La balance devrait apparaître dans l'application; sélectionnez le modèle ORICAREFIT-W ou une option équivalente pour l'associer. La connexion sera établie en quelques secondes. Remarque: La balance peut nécessiter que vous montiez dessus lors de l'appairage initial pour s'activer.

Confirmation: Une fois appairée, la Care&Fit Smart restera connectée au téléphone pendant son utilisation. L'icône de connexion Bluetooth s'allumera sur l'écran (3) chaque fois que la balance transmettra des données à l'application. L'appairage n'est requis que la première fois; lors des utilisations ultérieures, la connexion sera automatique. Si vous devez la connecter à un autre appareil ou résoudre des problèmes de connexion, maintenez le bouton de réinitialisation (4) enfoncé pendant quelques secondes pour réinitialiser les paramètres Bluetooth et répétez le processus d'appairage.

Utilisation de l'échelle

Pour obtenir des mesures précises du poids et de la composition corporelle, suivez ces consignes d'utilisation:

Placement de l'utilisateur: Montez sur la balance pieds nus, en plaçant les deux pieds sur la surface de mesure (1) et en veillant à ce que chaque pied ait un bon contact avec les électrodes métalliques (2). Tenez-vous au centre de la plateforme, les pieds bien écartés. Il est important que la peau des pieds soit propre et légèrement humide (pas excessivement sèche) pour améliorer la conductivité lors de la mesure par bio-impédance.

Posture et attente: Restez droit et parfaitement immobile pendant que la balance effectue la mesure. L'écran LED (3) affichera d'abord le poids corporel puis une animation ou un indicateur de progression pendant quelques secondes, le temps de calculer les autres paramètres (graisse, muscle, etc.). Évitez de bouger ou de parler jusqu'à la fin de la mesure.

Lecture des résultats: Une fois la mesure terminée, l'écran affichera le poids final. Les autres données détaillées de composition corporelle seront automatiquement synchronisées avec l'application Feelfit sur votre smartphone via Bluetooth (l'application doit être ouverte ou en arrière-plan avec une session active). Dans l'application, vous pouvez consulter des valeurs



FR

telles que le pourcentage de graisse corporelle, l'IMC, la masse musculaire, le pourcentage d'eau, entre autres, avec des graphiques d'évolution et des recommandations.

Finalisation: Après être descendu de la balance, celle-ci s'éteindra automatiquement après quelques secondes d'inactivité afin de préserver la durée de vie de la batterie. L'arrêt manuel n'est pas nécessaire. Rangez simplement la balance dans un endroit sûr et sec jusqu'à la prochaine utilisation.

Conseils d'utilisation: Pour des résultats cohérents, pesez-vous à la même heure de la journée (par exemple, le matin) et dans des conditions similaires. Placez toujours la balance sur un sol dur (évitez les moquettes ou surfaces molles) pour garantir la précision. Si la balance a été déplacée ou stockée verticalement, il est recommandé d'effectuer un calibrage rapide en montant et descendant de la plateforme avant la prochaine mesure. De plus, gardez les surfaces des électrodes propres avec un chiffon sec pour assurer une bonne conductivité (n'utilisez pas de produits chimiques et n'immergez pas l'appareil dans l'eau).

Avertissements de sécurité

Veuillez lire attentivement les avertissements de sécurité suivants et utilisez-les comme référence tout au long de la durée de vie du produit. Le non-respect de ces précautions peut entraîner des blessures pour l'utilisateur ou endommager la balance.

Danger ! Les personnes portant un pacemaker ou tout autre dispositif médical électronique implanté ne doivent pas utiliser les fonctions d'analyse de la composition corporelle de cette balance. La technologie d'impédance bioélectrique envoie un courant électrique très faible à travers le corps, ce qui pourrait interférer avec ces dispositifs. Consultez votre médecin avant de l'utiliser uniquement pour la mesure du poids, ou abstenez-vous d'utiliser ce produit.

Danger ! Gardez les piles de la balance hors de portée des jeunes enfants. L'ingestion de piles peut causer des blessures graves ou mortelles. Si vous suspectez qu'un enfant a avalé une pile, consultez immédiatement un médecin. Assurez-vous également d'installer correctement les piles et ne les jetez jamais au feu (risque d'explosion).

Avertissement : Cette balance est conçue uniquement pour un usage domestique en intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni dans des environnements très humides (par ex. salles de bains avec excès de vapeur) afin d'éviter des pannes électroniques ou des courts-circuits. N'immergez pas la balance dans l'eau et ne laissez pas de liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Pour le nettoyage, suivez les instructions d'entretien.

Avertissement : Ne placez pas d'objets lourds sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée, et ne dépassez jamais la capacité maximale de 180 kg, car cela pourrait endommager les capteurs de poids ou casser la surface en verre. Si l'écran affiche un message d'erreur de surcharge (par ex. « Err »), retirez immédiatement le poids.

Avertissement : Utilisez la balance pieds nus pour les mesures de bio-impédance. Ne vous pesez pas avec des chaussures ou des chaussettes, car les électrodes ne pourront pas effectuer de lecture et les données de composition corporelle seront incorrectes. De même, ne montez pas sur la balance avec les pieds mouillés ou lorsque la surface est humide ; cela pourrait être glissant et présenter un risque de chute. Séchez la plateforme ainsi que vos pieds avant utilisation.



FR

Prudence : La plateforme en verre est conçue pour supporter le poids prévu, mais elle peut se briser si elle subit un choc violent (par ex. si la balance tombe). Manipulez l'appareil avec précaution. Si vous constatez une fissure ou un dommage du verre, cessez immédiatement d'utiliser la balance afin d'éviter des coupures ou blessures, et contactez le service technique pour un remplacement.

Prudence : Placez vos pieds de manière centrée et équilibrée sur la balance. Évitez de vous tenir sur le bord ou en position instable. Utilisez toujours la balance sur des surfaces planes ; si elle est placée sur une surface irrégulière, il existe un risque de basculement ou de lecture inexacte.

Prudence : Ne sautez pas et ne rebondissez pas sur la balance, et ne l'utilisez pas comme plateforme ou marchepied. Une mauvaise utilisation peut endommager les capteurs ou provoquer des accidents.

Prudence : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de très jeunes enfants ou des personnes handicapées sans surveillance adéquate d'un adulte responsable. Apprenez aux enfants plus âgés à utiliser correctement et en toute sécurité la balance et empêchez-les de jouer avec.

Important : N'essayez pas d'ouvrir ni de démonter la balance. Elle ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur (sauf le couvercle des piles). Toute réparation doit être effectuée uniquement par du personnel technique autorisé. Toute modification ou altération du produit annulera la garantie.

Important : Si la balance ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles afin d'éviter tout dommage dû à une éventuelle fuite. Rangez l'appareil dans un endroit sec et sûr, à l'abri des sources de chaleur ou d'une exposition prolongée au soleil.

Important : Cette balance est un dispositif d'évaluation du bien-être personnel. Ce n'est pas un dispositif médical. Les données de composition corporelle fournies sont des estimations basées sur des moyennes de population. Considérez ces résultats comme indicatifs et consultez un professionnel de santé pour interpréter votre situation particulière.

Entretien de la balance

Pour garantir le bon fonctionnement de votre balance Care&Fit Smart dans le temps, veuillez prendre en compte les recommandations de maintenance suivantes:

Remplacement des piles: Lorsque l'indicateur de batterie faible apparaît à l'écran (par exemple, un symbole de batterie vide clignotant) ou si vous remarquez que l'éclairage de l'écran est faible, remplacez toutes les piles par des neuves du même type (AAA). Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, ni de marques différentes, afin d'éviter les fuites ou dommages. Insérez toujours les piles en respectant la polarité indiquée.

Conservation et stockage: Après chaque utilisation, rangez la balance dans un endroit sec, propre et sûr. Évitez de la stocker en position verticale pendant de longues périodes (il est préférable de la garder à plat) et ne placez pas d'objets lourds dessus lorsqu'elle est rangée. Protégez-la de l'humidité extrême et des températures très élevées ou très basses qui pourraient affecter ses composants électroniques.



FR

Calibration automatique: La balance est conçue pour se calibrer automatiquement. Si vous l'avez déplacée ou transportée, il est recommandé de la réinitialiser avant la prochaine utilisation. Pour cela, avec la balance au sol, appuyez sur le bouton de réinitialisation (4) situé en dessous à l'aide d'un objet pointu (par exemple, un trombone) ou montez et descendez rapidement de la balance pour la remettre à zéro. En procédant ainsi, l'écran devrait afficher «0.0» indiquant qu'elle est prête et calibrée.

Nettoyage général: (Remarque: Aucun nettoyage spécial fréquent n'est nécessaire en dehors de l'entretien de base.) Gardez la surface exempte de poussière et de saleté en l'essuyant délicatement avec un chiffon sec ou légèrement humide. Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans les orifices des électrodes ni dans le compartiment à piles. N'utilisez pas de solvants ni d'abrasifs qui pourraient endommager le revêtement en verre ou les parties plastiques.

Inspections périodiques: Vérifiez de temps en temps que les pieds antidérapants (6) sont propres et en bon état. Si l'un d'eux se desserre ou perd son adhérence, cela pourrait affecter la stabilité et la mesure; ajustez-le ou remplacez-le via le service technique. Vérifiez également que le couvercle du compartiment à piles se ferme correctement.

En suivant ces recommandations, votre balance restera en parfait état, garantissant des mesures précises et prolongeant sa durée de vie. En cas de doute ou de problème non résolu malgré ces précautions, veuillez contacter notre service d'assistance technique.

Garantie

Conditions générales de la garantie : Ce produit bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans à compter de la date d'achat initiale par le consommateur. La garantie couvre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation domestique. MLTEC MOTION INNOVATION S.L.U., en tant qu'importateur et distributeur agréé, certifie que la balance Original Scale Care&Fit Smart (ORICAREFIT-W) est exempte de tels défauts au moment de l'achat. Si, pendant la période de garantie, le produit présente des défaillances dues à des matériaux défectueux ou à des procédés de fabrication incorrects, le consommateur aura droit à la réparation gratuite ou au remplacement du produit, conformément aux conditions détaillées ci-dessous. La pile incluse avec le produit bénéficie d'une garantie spécifique de 6 mois, puisqu'il s'agit d'un composant consommable. Cette garantie est complémentaire et n'affecte pas les droits du consommateur prévus par la législation nationale.

Couverture de la garantie :

La garantie ne sera valable que sur présentation du Certificat de Garantie tamponné (ou de la preuve d'achat originale) accompagné de la facture ou du ticket d'achat indiquant le modèle acquis et la date d'achat. Ce certificat ou justificatif doit indiquer clairement : (a) le nom de l'acheteur, (b) le nom, l'adresse et le cachet du point de vente, (c) le modèle du produit et (d) la date d'acquisition. L'absence ou la modification de l'une de ces informations pourra invalider la garantie.

Sont expressément exclus de cette garantie les cas suivants :

Produits dont la période de garantie (3 ans) a expiré.

Dommages ou pannes causés par une utilisation inappropriée ou contraire aux instructions du manuel d'utilisation (par ex. surcharge au-delà du poids maximum, exposition à des liquides, chutes, chocs, etc.).

Interventions, réparations ou modifications non autorisées : toute manipulation effectuée par un personnel technique non agréé par MLTEC MOTION INNOVATION, l'installation de pièces ou de logiciels non d'origine, ou l'altération des spécifications originales du produit annuleront la garantie.

Usure naturelle due à l'utilisation normale du produit sur des composants consommables ou de nature périssable. Par exemple, ne sont pas couverts les éléments tels que les piles usées (après 6 mois), les pièces en caoutchouc ou en plastique usées par l'usage habituel, les rayures ou la décoloration esthétique due au temps, etc.

Dommages accidentels ou causés par des phénomènes externes : inondations, incendies, surtensions, foudre, catastrophes naturelles ou autres cas de force majeure non imputables à des défauts de fabrication du produit.

En cas de défaut couvert par la garantie, la procédure à suivre sera la suivante : le consommateur doit notifier l'incident au Service d'Assistance Technique de MLTEC (voir section Support Technique) dans un délai raisonnable (de préférence dans les 15 jours suivant la détection du problème). Il recevra des instructions pour envoyer le produit défectueux, dûment emballé, au service technique. Après évaluation, MLTEC pourra choisir de réparer le produit (par ex. en remplaçant les composants endommagés par des pièces neuves ou reconditionnées) ou de le remplacer par un produit identique ou équivalent en termes de performances. L'option choisie sera gratuite pour le consommateur, y compris la main-d'œuvre et les matériaux.

Toute réparation ou remplacement effectué sous garantie ne couvrira que le temps restant de la période de garantie initiale. En d'autres termes, un nouveau délai de 3 ans ne commencera pas ; la période continue à courir à partir de la date d'achat initiale. Toutes les pièces et produits remplacés deviendront la propriété de MLTEC MOTION INNOVATION.

Champ territorial : La présente garantie s'applique uniquement sur le territoire du Royaume d'Espagne. Les services de garantie seront fournis dans ce territoire. Pour les produits achetés hors d'Espagne ou si l'utilisateur se trouve dans un autre pays, il devra contacter le distributeur local correspondant pour connaître la couverture de garantie applicable dans sa région.

Pour toute question concernant les termes de cette garantie, vous pouvez contacter notre service clientèle. Cette garantie reconnaît les droits légaux du consommateur selon la réglementation en vigueur, sans les restreindre.

Service d'assistance technique : Si vous avez besoin d'aide pour l'utilisation du produit, faire valoir la garantie ou acquérir des pièces de rechange d'origine, vous pouvez contacter notre service clientèle et d'assistance technique par les moyens suivants :

Courriel : soporte@tec1.zendesk.com

Site Web : www.unotec.es
(section Support/Contact)



PT

ORIGINAL SCALE CARE&FIT SMART WHITE OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS MODEL NO. ORICAREFIT-W

APENAS PARA USO DOMÉSTICO INTERIOR

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Este aparelho não se destina a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:

- Áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Casas de campo.
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais.
- Ambientes do tipo alojamento com pequeno-almoço (bed & breakfast).

CONTENTE

Introdução	28
Visão geral do produto	28
Especificações técnicas	29
Instalação	29
Comece	30
Usando a escala	30
Avisos de segurança	31
Manutenção de balança	32
Garantia	33

Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho e guarde-o para referência futura.



Figura 1: A balança Original Scale Care&Fit Smart juntamente com a aplicação móvel Feelfit para o acompanhamento das métricas corporais.

A Original Scale Care&Fit Smart é uma balança digital inteligente projetada para o controlo completo do seu peso e composição corporal em casa. Graças aos seus sensores de alta precisão e à conectividade Bluetooth, permite medir não apenas o peso corporal, mas também parâmetros como percentagem de gordura, massa muscular e outros valores biométricos, sincronizando-os com o seu telefone através da aplicação Feelfit para um acompanhamento detalhado da sua saúde. Esta balança de design premium combina uma plataforma de vidro temperado resistente com elétrodos de aço inoxidável para oferecer resultados fiáveis e uma aparência moderna. É uma ferramenta fácil de usar, pensada para toda a família, que o ajudará a monitorizar o seu bem-estar diariamente de forma cómoda e segura.

Visão geral do produto


Figura 1: Vista superior da balança, mostrando a plataforma de vidro temperado, os eletrodos de medição e o visor LED iluminado.

As principais partes da balança Care&Fit Smart são as seguintes:

- 1.- Superfície de medição: Plataforma de pesagem em vidro temperado onde o usuário se coloca.
- 2.- Área de contato para medições: Eletrodos metálicos que devem ser tocados com os pés descalços para a análise da composição corporal.
- 3.- Visor LED: Mostra o peso e símbolos de estado (por exemplo, indicador de Bluetooth, sobrecarga, bateria fraca, etc.).
- 4.- Botão de reinício: Localizado na parte inferior, usado para reiniciar ou calibrar a balança, se necessário.
- 5.- Compartimento de pilhas: Espaço na base da balança para instalar as pilhas que alimentam o dispositivo.
- 6.7.- Pés antiderrapantes: Pernas de apoio com material de borracha que proporcionam estabilidade e protegem o chão, alojando no seu interior os sensores de peso.
- 6.7.- Sensores de peso: Componentes internos de alta precisão (do tipo extensômetros) localizados nos pés, responsáveis por medir a carga.
- 8.- Indicador Bluetooth: Ícone no visor que acende quando a balança está corretamente conectada via Bluetooth ao dispositivo móvel.



PT



APP FEELFIT

Especificações técnicas

Tipo de bateria	2 × pilhas AAA de 1,5 V (colocação no compartimento inferior)
Ecrã	Ecrã LED de alta visibilidade com iluminação vermelha dos dígitos
Sensores	4 sensores de peso de alta precisão (tecnologia de extensometria)
Capacidade de peso	Peso máximo 180 kg (396 lb)
Unidade de medida	Quilogramas (kg) por defeito; comutável para libras (lb) através da aplicação Feelfit
Conectividade sem fios	Bluetooth® 4.0 de baixo consumo (BLE) para sincronização com smartphone
Aplicação compatível	Feelfit (disponível para iOS e Android, descarga gratuita)
Materiais	Plataforma em vidro temperado resistente; elétrodos em aço inoxidável; base e pés em plástico ABS
Ligar/desligar automático	Sim – a balança liga-se automaticamente ao detetar peso e desliga-se após alguns segundos sem uso
Outras funções	Cálculo de IMC e análise de composição corporal na aplicação; armazenamento de múltiplos perfis de utilizador
Nota	A precisão do peso é de ±0,1 kg. Esta balança foi concebida apenas para uso doméstico. Os dados de composição corporal fornecidos são indicativos e não substituem o aconselhamento médico profissional.

Instalação

Siga estes passos para a correta instalação e preparação da balança antes da primeira utilização:

Colocação das pilhas: Abra a tampa do compartimento das pilhas (5) na base da balança e insira 2 pilhas AAA novas, respeitando a polaridade indicada. Certifique-se de que ficam bem colocadas.

Localização adequada: Coloque a balança sobre uma superfície plana, sólida e nivelada. Evite colocá-la sobre tapetes grossos, superfícies irregulares ou escorregadias, pois isso pode afetar a precisão da medição.

Verificação inicial: Antes de utilizá-la, e com a balança na posição horizontal, pise brevemente a superfície (1) e retire-se para ativar e calibrar o dispositivo. O visor deve acender e depois mostrar "0.0" (indicando que está pronta para medir). Se a balança não ligar, verifique a instalação correta das pilhas ou pressione suavemente o botão de reinício (4) com um objeto fino.

Uma vez instalada, proceda à configuração e ligação da balança ao seu smartphone:

Descarregamento da app: No seu telemóvel, descarregue e instale a aplicação Feelfit. Está disponível gratuitamente na App Store do iOS e na Google Play para Android. Também pode digitalizar o código QR incluído na documentação do produto para aceder diretamente à descarga.

Ativação do Bluetooth: Ative a conectividade Bluetooth no seu smartphone. Abra a aplicação Feelfit e siga as instruções iniciais para registar um utilizador ou iniciar sessão, se necessário.

Emparelhamento com a balança: Com a aplicação aberta perto do dispositivo, pise brevemente na balança para a ligar. A balança entrará em modo de sincronização e exibirá o símbolo de Bluetooth (8) no ecrã. A balança deverá aparecer na aplicação; selecione o modelo ORICAREFIT-W ou outra opção equivalente para emparelhar. A ligação será estabelecida em poucos segundos. Nota: A balança pode exigir que suba nela durante o emparelhamento inicial para se ativar.

Confirmação: Uma vez emparelhada, a Care&Fit Smart permanecerá ligada ao telefone durante a utilização. O ícone de ligação Bluetooth acender-se-á no ecrã (3) sempre que a balança transmitir dados para a aplicação. O emparelhamento só é necessário da primeira vez; nas utilizações posteriores, a ligação será automática. Se em algum momento precisar de ligá-la a outro dispositivo ou resolver problemas de ligação, mantenha premido o botão de reinício (4) durante alguns segundos para repor as definições Bluetooth e repita o processo de emparelhamento.

Usando a escala

Para obter medições precisas de peso e composição corporal, siga estas orientações de uso:

Colocação do utilizador: Suba na balança descalço, colocando ambos os pés na superfície de medição (1) e assegurando que cada pé faça bom contacto com os elétrodos metálicos (2). Coloque-se no centro da plataforma, com os pés uniformemente afastados. É importante que a pele dos pés esteja limpa e ligeiramente húmida (não excessivamente seca) para melhorar a condutividade na medição de bioimpedância.

Postura e espera: Permaneça ereto e completamente imóvel enquanto a balança realiza a medição. No ecrã LED (3) verá primeiro o peso corporal e depois uma animação ou indicador de progresso durante alguns segundos enquanto são calculados os outros parâmetros (gordura, músculo, etc.). Evite mover-se ou falar até que a medição esteja concluída.

Leitura dos resultados: Uma vez concluída a medição, o ecrã mostrará o peso final. Os outros dados detalhados de composição corporal serão automaticamente sincronizados com a aplicação Feelfit no seu smartphone via Bluetooth (é necessário que a aplicação esteja aberta ou em segundo plano com sessão iniciada). Na aplicação, pode consultar valores como percentagem de gordura corporal, IMC, massa muscular, percentagem de água, entre outros, com gráficos de evolução e recomendações.

Finalização: Ao sair da balança, esta desligar-se-á automaticamente após alguns segundos de inatividade para preservar a vida útil da bateria. Não é necessário desligá-la manualmente. Basta guardar a balança num local seguro e seco até à próxima utilização.



PT

Conselhos de utilização: Para resultados consistentes, pese-se sempre à mesma hora do dia (por exemplo, de manhã) e em condições semelhantes. Coloque sempre a balança sobre um piso duro (evite alcatifa ou superfícies macias) para garantir a precisão. Se a balança tiver sido movida de lugar ou armazenada na vertical, recomenda-se realizar uma calibração rápida subindo e descendo da plataforma antes da próxima medição. Além disso, mantenha as superfícies dos elétrodos limpas com um pano seco para assegurar uma boa condutividade (não utilize produtos químicos nem mergulhe o aparelho em água).

Avisos de segurança

Por favor, leia atentamente os seguintes avisos de segurança e utilize-os como referência durante toda a vida útil do produto. O não cumprimento destas precauções pode resultar em lesões ao utilizador ou danos à balança.

Perigo! Pessoas com pacemakers ou outros dispositivos médicos eletrónicos implantados não devem utilizar as funções de análise de composição corporal desta balança. A tecnologia de bioimpedância envia uma corrente elétrica muito baixa através do corpo que pode interferir com tais dispositivos. Consulte o seu médico antes de usá-la apenas para medição de peso ou abstenha-se de utilizar este produto.

Perigo! Mantenha as pilhas da balança fora do alcance de crianças pequenas. A ingestão de pilhas pode causar lesões graves ou fatais. Se suspeitar que uma criança ingeriu uma pilha, procure assistência médica imediatamente. Além disso, assegure-se de instalar corretamente as pilhas e nunca as deite ao fogo (risco de explosão).

Aviso: Esta balança foi concebida apenas para uso doméstico em interiores. Não a utilize no exterior nem em ambientes muito húmidos (por exemplo, casas de banho com vapor excessivo), para evitar falhas eletrónicas ou risco de curto-circuito. Não mergulhe a balança em água nem permita a entrada de líquidos no interior do dispositivo. Para limpeza, siga as instruções de manutenção.

Aviso: Não coloque objetos pesados sobre a balança quando não estiver em uso e nunca ultrapasse a capacidade máxima de 180 kg, pois isso pode danificar os sensores de peso ou quebrar a superfície de vidro. Se o visor apresentar uma mensagem de erro de sobrecarga (por exemplo, "Err"), retire o peso imediatamente.

Aviso: Utilize a balança descalço para as medições de bioimpedância. Não se pese com sapatos ou meias, pois os eletrodos não conseguirão efetuar a leitura e os dados de composição corporal serão incorretos. Além disso, não suba na balança com os pés molhados ou quando a superfície estiver molhada; pode ser escorregadia e causar risco de queda. Seque tanto a plataforma como os seus pés antes de utilizar.

Atenção: A plataforma de vidro foi projetada para suportar o peso previsto, mas pode quebrar se sofrer um impacto forte (por exemplo, se a balança cair). Manuseie o aparelho com cuidado. Se notar alguma fissura ou dano no vidro, deixe de usar a balança imediatamente para evitar cortes ou ferimentos e contacte o serviço técnico para substituição.

Atenção: Coloque os pés centrados e equilibrados na balança. Evite posicionar-se na borda ou de forma instável. Utilize sempre a balança em superfícies niveladas; se for colocada numa superfície irregular, existe risco de tombar ou de leituras imprecisas.

Atenção: Não salte nem pule sobre a balança, nem a utilize como plataforma ou degrau. O uso indevido pode danificar os sensores ou provocar acidentes.



PT

Atenção: Este dispositivo não se destina a ser utilizado por crianças muito pequenas ou por pessoas com incapacidades sem a devida supervisão de um adulto responsável. Ensine as crianças mais velhas a utilizar a balança de forma correta e segura e evite que brinquem com ela.

Importante: Não tente abrir nem desmontar a balança. Não contém peças reparáveis pelo utilizador (exceto a tampa das pilhas). Qualquer reparação deve ser efetuada apenas por pessoal técnico autorizado. Alterar ou modificar o produto anulará a garantia.

Importante: Se a balança não for utilizada durante um período prolongado, retire as pilhas para evitar danos por possíveis fugas. Guarde o aparelho num local seco e seguro, afastado de fontes de calor ou da luz solar direta prolongada.

Importante: Esta balança é um dispositivo de avaliação do bem-estar pessoal. Não é um equipamento médico. Os dados de composição corporal fornecidos são estimativas baseadas em médias populacionais. Considere estes resultados como orientativos e consulte um profissional de saúde para interpretar a sua situação particular.

Manutenção de balança

Para garantir o correto funcionamento da sua balança Care&Fit Smart ao longo do tempo, tenha em conta as seguintes recomendações de manutenção:

Substituição das pilhas: Quando o indicador de bateria fraca aparecer no ecrã (por exemplo, um símbolo de bateria vazia a piscar) ou se notar que a iluminação do ecrã está fraca, substitua todas as pilhas por novas do mesmo tipo (AAA). Não misture pilhas usadas e novas, nem de marcas diferentes, para evitar fugas ou danos. Insira sempre as pilhas respeitando a polaridade indicada.

Conservação e armazenamento: Após cada utilização, guarde a balança num local seco, limpo e seguro. Evite armazená-la na posição vertical durante longos períodos (o ideal é mantê-la plana) e não coloque objetos pesados sobre ela enquanto estiver guardada. Proteja-a da humidade extrema e de temperaturas muito altas ou muito baixas que possam afetar os seus componentes eletrónicos.

Calibração automática: A balança foi concebida para se calibrar automaticamente. Se a tiver movido de local ou transportado, recomenda-se que a reinicie antes da próxima utilização. Para tal, com a balança no chão, prima o botão de reinício (4) na parte inferior utilizando um objeto pontiagudo (por exemplo, um clipe) ou simplesmente suba e desça rapidamente da balança para a repor a zero. Ao fazê-lo, o ecrã deverá mostrar "0.0", indicando que está pronta e calibrada.

Limpeza geral: (Nota: Não é necessária uma limpeza frequente especial além do básico.) Mantenha a superfície livre de pó e sujidade, passando suavemente um pano seco ou ligeiramente húmido. Certifique-se de que não entra água nos orifícios dos elétrodos nem no compartimento das pilhas. Não utilize solventes nem abrasivos que possam danificar o revestimento de vidro ou as partes plásticas.

Inspeções periódicas: Verifique ocasionalmente se os pés antiderrapantes (6) estão limpos e em bom estado. Se algum se soltar ou perder aderência, poderá afetar a estabilidade e a medição; ajuste-o ou substitua-o através do serviço técnico. Verifique também se a tampa do compartimento das pilhas fecha corretamente.



PT

Seguindo estas recomendações, a sua balança manter-se-á em ótimas condições, garantindo medições precisas e prolongando a sua vida útil. Em caso de dúvida ou problema não resolvido com estes cuidados, contacte o nosso serviço de assistência técnica.

Garantia

Termos e condições da garantia: Este produto tem uma garantia limitada de 3 anos a partir da data de compra original pelo consumidor. A garantia cobre defeitos de fabrico em materiais e mão de obra em condições normais de uso doméstico. A MLTEC MOTION INNOVATION S.L.U., como importador e distribuidor autorizado, certifica que a balança Original Scale Care&Fit Smart (ORICAREFIT-W) está livre de tais defeitos no momento da compra. Caso, durante o período de garantia, o produto apresente falhas devido a materiais defeituosos ou processos de fabrico incorretos, o consumidor terá direito à reparação gratuita ou substituição do produto, de acordo com as condições detalhadas a seguir. A bateria incluída com o produto possui uma garantia específica de 6 meses, por se tratar de um componente consumível. Esta garantia é adicional e não afeta os direitos do consumidor estabelecidos pela legislação nacional.

Cobertura da garantia:

A garantia só será válida mediante a apresentação do Certificado de Garantia carimbado (ou comprovativo de compra original) acompanhado da fatura ou recibo de compra onde constem o modelo adquirido e a data de compra. Nesse certificado ou comprovativo devem constar claramente: (a) o nome do comprador, (b) o nome, morada e carimbo do estabelecimento vendedor, (c) o modelo do produto e (d) a data de aquisição. A ausência ou alteração de qualquer destes dados poderá invalidar a garantia.

Estão expressamente excluídos desta garantia os seguintes casos:

Produtos cujo período de garantia (3 anos) tenha expirado.

Danos ou avarias causados por uso inadequado ou contrário às instruções do manual do utilizador (por exemplo, sobrecarga acima do peso máximo, exposição a líquidos, quedas, impactos, etc.).

Intervenções, reparações ou modificações não autorizadas: qualquer manipulação efetuada por pessoal técnico não autorizado pela MLTEC MOTION INNOVATION, a instalação de peças ou software não originais ou a alteração das especificações originais do produto anularão a garantia.

Desgaste natural decorrente do uso normal do produto em componentes consumíveis ou de natureza perecível. Por exemplo, não estão cobertos elementos como baterias esgotadas (após 6 meses), peças de borracha ou plástico desgastadas pelo uso habitual, riscos ou descoloração estética devido ao tempo, etc.

Danos accidentais ou causados por fenómenos externos: inundações, incêndios, quedas de tensão, raios, catástrofes naturais ou outras causas de força maior não imputáveis a defeitos de fabrico do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito coberto pela garantia, o procedimento a seguir será o seguinte: o consumidor deverá notificar a ocorrência ao Serviço de Assistência Técnica da MLTEC (ver secção Suporte Técnico) dentro de um prazo razoável (de preferência antes de 15 dias após a deteção do problema). Ser-lhe-ão dadas instruções sobre como enviar o produto defeituoso, devidamente embalado, para o serviço técnico. Após avaliação, a MLTEC poderá optar por reparar o produto (por exemplo, substituindo componentes danificados por peças novas ou recondicionadas) ou substituí-lo por um produto igual ou equivalente em desempenho. A opção escolhida será gratuita para o consumidor, incluindo mão de obra e materiais.

Qualquer reparação ou substituição realizada ao abrigo da garantia só contará com o tempo restante do período de garantia original. Ou seja, não se inicia um novo período de 3 anos; o prazo continua a partir da data de compra inicial. Todas as peças e produtos substituídos passarão a ser propriedade da MLTEC MOTION INNOVATION.

Âmbito territorial: A presente garantia é aplicável apenas no território do Reino de Espanha. Os serviços de garantia serão prestados dentro deste território. Para produtos adquiridos fora de Espanha ou se o utilizador se encontrar noutro país, deverá contactar o distribuidor local correspondente para conhecer a cobertura de garantia aplicável na sua região.

Em caso de dúvidas sobre os termos desta garantia, pode contactar o nosso serviço de atendimento ao cliente. Esta garantia reconhece os direitos legais do consumidor de acordo com a legislação em vigor, sem os restringir.

Serviço de assistência técnica: Se necessitar de ajuda com o funcionamento do produto, para fazer valer a garantia ou para adquirir peças de substituição originais, pode contactar o nosso serviço de apoio e assistência técnica através dos seguintes meios:

Correio eletrónico: soporte@tec1.zendesk.com

Website: www.unotec.es
(secção Suporte/Contacto)



IT

ORIGINAL SCALE CARE&FIT SMART WHITE OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS MODEL NO. ORICAREFIT-W

SOLO PER USO DOMESTICO INTERNO

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili quali:

- Aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro.
- Case coloniche.
- Da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale.
- Ambienti di tipo bed & breakfast.

CONTENUTO

Introduzione	35
Panoramica del prodotto	35
Specifiche tecniche	36
Installazione	36
Avvio	37
Utilizzo della scala	37
Avvertenze di sicurezza	38
Manutenzione della bilancia	39
Garanzia	40

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per future consultazioni.



Introduzione

Figura 1: La bilancia Original Scale Care&Fit Smart insieme all'app mobile Feelfit per il monitoraggio delle metriche corporee.

L'Original Scale Care&Fit Smart è una bilancia digitale intelligente progettata per il controllo completo del peso e della composizione corporea a casa. Grazie ai suoi sensori ad alta precisione e alla connettività Bluetooth, consente di misurare non solo il peso corporeo, ma anche parametri come la percentuale di grasso, la massa muscolare e altri valori biometrici, sincronizzandoli con il telefono tramite l'app Feelfit per un monitoraggio dettagliato della salute. Questa bilancia dal design premium combina una piattaforma in vetro temperato resistente con elettrodi in acciaio inossidabile per offrire risultati affidabili e un aspetto moderno. È uno strumento facile da usare, pensato per tutta la famiglia, che ti aiuterà a monitorare il tuo benessere giorno per giorno in modo comodo e sicuro.

Panoramica del prodotto


Figura 1: Vista dall'alto della bilancia, che mostra la piattaforma in vetro temperato, gli elettrodi di misurazione e il display LED illuminato.

Le principali parti della bilancia Care&Fit Smart sono le seguenti:

- 1.- Superficie di misurazione: Piattaforma di pesatura in vetro temperato su cui si posiziona l'utente.
- 2.- Area di contatto per la misurazione: Elettrodi metallici che devono essere toccati a piedi nudi per l'analisi della composizione corporea.
- 3.- Display LED: Mostra il peso e i simboli di stato (ad esempio, indicatore Bluetooth, sovraccarico, batteria scarica, ecc.).
- 4.- Pulsante di reset: Situato nella parte inferiore, utilizzato per resettare o calibrare la bilancia se necessario.
- 5.- Vano batterie: Spazio alla base della bilancia per installare le batterie che alimentano il dispositivo.
- 6,7.- Piedini antiscivolo: Gambe di supporto con materiale in gomma che offrono stabilità e proteggono il pavimento, contenendo all'interno i sensori di peso.
- 6,7.- Sensori di peso: Componenti interni ad alta precisione (tipo a estensimetri) situati nei piedini, responsabili della misurazione del carico.
- 8.- Indicatore Bluetooth: Icona sullo schermo che si illumina quando la bilancia è correttamente collegata tramite Bluetooth al dispositivo mobile.



IT



APP FEELFIT

Specifiche tecniche

Tipo di batteria	2 x batterie AAA da 1,5 V (da inserire nel vano inferiore)
Display	Display LED ad alta visibilità con illuminazione rossa delle cifre
Sensori	4 sensori di peso ad alta precisione (tecnologia a estensimetri)
Capacità di peso	Peso massimo 180 kg (396 lb)
Unità di misura	Chilogrammi (kg) per impostazione predefinita; commutabile in libbre (lb) tramite l'app Feelfit
Connettività wireless	Bluetooth® 4.0 a basso consumo (BLE) per la sincronizzazione con smartphone
Applicazione compatibile	Feelfit (disponibile per iOS e Android, download gratuito)
Materiali	Piattaforma in vetro temperato resistente; elettrodi in acciaio inox; base e piedini in plastica ABS
Accensione/ spegnimento automatico	Si – la bilancia si accende automaticamente quando rileva un peso e si spegne dopo alcuni secondi di inattività
Altre funzioni	Calcolo dell'IMC e analisi della composizione corporea nell'app; memorizzazione di più profili utente
Nota	La precisione del peso è di ±0,1 kg. Questa bilancia è progettata solo per uso domestico. I dati di composizione corporea forniti sono indicativi e non sostituiscono il parere medico professionale.

Installazione

Seguire questi passaggi per una corretta installazione e preparazione della bilancia prima del primo utilizzo:

Inserimento delle batterie: Aprire il coperchio del vano batterie (5) alla base della bilancia e inserire 2 nuove batterie AAA, rispettando la polarità indicata. Assicurarsi che siano ben posizionate.

Posizionamento corretto: Posizionare la bilancia su una superficie piana, solida e livellata. Evitare di collocarla su tappeti spessi, superfici irregolari o scivolose, poiché ciò potrebbe compromettere l'accuratezza della misurazione.



Verifica iniziale: Prima di utilizzarla, e con la bilancia in posizione orizzontale, salire brevemente sulla superficie (1) e scendere per attivare e calibrare il dispositivo. Il display dovrebbe accendersi e poi mostrare "0.0" (indicando che è pronta a misurare). Se la bilancia non si accende, verificare la corretta installazione delle batterie o premere delicatamente il pulsante di reset (4) con un oggetto sottile.

Avvio

Una volta installata, procedere alla configurazione e al collegamento della bilancia con lo smartphone:

Download dell'app: Sul telefono cellulare, scaricare e installare l'applicazione Feelfit. È disponibile gratuitamente su App Store di iOS e su Google Play per Android. È anche possibile scansione il codice QR incluso nella documentazione del prodotto per accedere direttamente al download.

Attivazione del Bluetooth: Attivare la connettività Bluetooth sullo smartphone. Aprire l'app Feelfit e seguire le istruzioni iniziali per registrare un utente o accedere, se necessario.

Abbinamento con la bilancia: Con l'app aperta vicino al dispositivo, salire brevemente sulla bilancia per accenderla. La bilancia entrerà in modalità di sincronizzazione e mostrerà il simbolo Bluetooth (8) sul display. La bilancia dovrebbe comparire nell'app; selezionare il modello ORICAREFIT-W o un'opzione equivalente per abbinarla. La connessione sarà stabilita in pochi secondi. Nota: La bilancia può richiedere che vi saliate sopra durante il primo abbinamento per attivarsi.

Conferma: Una volta abbinata, la Care&Fit Smart rimarrà collegata al telefono durante l'uso. L'icona di connessione Bluetooth si illuminerà sul display (3) ogni volta che la bilancia trasmette dati all'app. L'abbinamento è necessario solo la prima volta; negli usi successivi la connessione sarà automatica. Se in qualsiasi momento è necessario collegarla a un altro dispositivo o risolvere problemi di connessione, tenere premuto il pulsante di reset (4) per alcuni secondi per ripristinare le impostazioni Bluetooth e ripetere il processo di abbinamento.

Utilizzo della scala

Per ottenere misurazioni accurate del peso e della composizione corporea, seguire queste linee guida:

Posizionamento dell'utente: Salire sulla bilancia a piedi nudi, posizionando entrambi i piedi sulla superficie di misurazione (1) e assicurandosi che ciascun piede abbia un buon contatto con gli elettrodi metallici (2). Posizionarsi al centro della piattaforma, con i piedi equidistanti. È importante che la pelle dei piedi sia pulita e leggermente umida (non eccessivamente secca) per migliorare la conduttività nella misurazione della bioimpedenza.

Postura e attesa: Rimanere eretti e completamente immobili mentre la bilancia effettua la misurazione. Il display LED (3) mostrerà prima il peso corporeo e poi un'animazione o un indicatore di progresso per alcuni secondi durante il calcolo degli altri parametri (grasso, muscolo, ecc.). Evitare di muoversi o parlare fino al termine della misurazione.

Lettura dei risultati: Una volta completata la misurazione, il display mostrerà il peso finale. Gli altri dati dettagliati sulla composizione corporea verranno automaticamente sincronizzati con l'app Feelfit sullo smartphone tramite Bluetooth (è necessario che l'app sia aperta o in background con una sessione attiva). Nell'app è possibile consultare valori come percentuale di



IT

grasso corporeo, BMI, massa muscolare, percentuale di acqua, tra gli altri, con grafici di evoluzione e raccomandazioni.

Completamento: Dopo essere scesi dalla bilancia, questa si spegnerà automaticamente dopo alcuni secondi di inattività per preservare la durata della batteria. Non è necessario spegnerla manualmente. Basta riporre la bilancia in un luogo sicuro e asciutto fino al prossimo utilizzo.

Consigli d'uso: Per risultati consistenti, cercare di pesarsi sempre alla stessa ora del giorno (ad esempio, al mattino) e in condizioni simili. Posizionare sempre la bilancia su un pavimento duro (evitare moquette o superfici morbide) per garantire l'accuratezza. Se la bilancia è stata spostata o conservata in posizione verticale, si consiglia di effettuare una rapida calibrazione salendo e scendendo dalla piattaforma prima della misurazione successiva. Inoltre, mantenere pulite le superfici degli elettrodi con un panno asciutto per garantire una buona conduttività (non utilizzare prodotti chimici né immergere il dispositivo in acqua).

Avvertenze di sicurezza

Si prega di leggere attentamente i seguenti avvisi di sicurezza e di utilizzarli come riferimento per tutta la durata del prodotto. La mancata osservanza di queste precauzioni può causare lesioni all'utente o danni alla bilancia.

Pericolo! Le persone portatrici di pacemaker o di altri dispositivi medici elettronici impiantati non devono utilizzare le funzioni di analisi della composizione corporea di questa bilancia. La tecnologia della bioimpedenza invia una corrente elettrica molto bassa attraverso il corpo che potrebbe interferire con tali dispositivi. Consultare il proprio medico prima di utilizzarla esclusivamente per la misurazione del peso, o astenersi dall'utilizzare questo prodotto.

Pericolo! Tenere le batterie della bilancia fuori dalla portata dei bambini piccoli. L'ingestione di batterie può causare lesioni gravi o mortali. Se si sospetta che un bambino abbia ingerito una batteria, cercare immediatamente assistenza medica. Assicurarsi inoltre di installare correttamente le batterie e non gettarle mai nel fuoco (rischio di esplosione).

Avvertenza: Questa bilancia è progettata solo per uso domestico interno. Non utilizzarla all'aperto o in ambienti molto umidi (ad esempio bagni con eccesso di vapore) per evitare guasti elettronici o cortocircuiti. Non immergere la bilancia in acqua e non permettere che del liquido penetri all'interno del dispositivo. Per la pulizia, seguire le istruzioni di manutenzione.

Avvertenza: Non posizionare oggetti pesanti sulla bilancia quando non è in uso e non superare mai la capacità massima di 180 kg, poiché ciò potrebbe danneggiare i sensori di peso o rompere la superficie in vetro. Se sul display compare un messaggio di errore di sovraccarico (ad es. "Err"), rimuovere immediatamente il peso.

Avvertenza: Utilizzare la bilancia a piedi nudi per le misurazioni di bioimpedenza. Non pesarsi con scarpe o calzini, poiché gli elettrodi non riusciranno a effettuare la lettura e i dati sulla composizione corporea risulteranno errati. Inoltre, non salire sulla bilancia con i piedi bagnati o quando la superficie è umida; potrebbe risultare scivolosa e comportare rischio di caduta. Asciugare sia la piattaforma che i piedi prima dell'uso.

Attenzione: La piattaforma in vetro è progettata per sopportare il peso previsto, ma può rompersi se sottoposta a un forte impatto (ad es. se la bilancia cade). Maneggiare l'apparec-



IT

chio con cura. Se si notano crepe o danni nel vetro, interrompere immediatamente l'uso della bilancia per evitare tagli o lesioni e contattare l'assistenza tecnica per la sostituzione.

Attenzione: Posizionare i piedi in modo centrato ed equilibrato sulla bilancia. Evitare di stare in bilico sul bordo o in una posizione instabile. Utilizzare sempre la bilancia su superfici piane; se posizionata su una superficie irregolare, c'è il rischio di ribaltamento o di letture imprecise.

Attenzione: Non saltare né rimbalzare sulla bilancia, né utilizzarla come piattaforma o sgabello. Un uso improprio può danneggiare i sensori o causare incidenti.

Attenzione: Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini molto piccoli o persone con disabilità senza un'adeguata supervisione da parte di un adulto responsabile. Insegnare ai bambini più grandi come usare correttamente e in sicurezza la bilancia ed evitare che ci giochino.

Importante: Non tentare di aprire o smontare la bilancia. Non contiene parti riparabili dall'utente (eccetto il coperchio delle batterie). Qualsiasi riparazione deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico autorizzato. Modificare o alterare il prodotto invaliderà la garanzia.

Importante: Se la bilancia non deve essere utilizzata per un periodo prolungato, rimuovere le batterie per evitare danni dovuti a possibili perdite. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore o da esposizione prolungata alla luce solare diretta.

Importante: Questa bilancia è un dispositivo di valutazione del benessere personale. Non è un dispositivo medico. I dati di composizione corporea forniti sono stime basate su medie della popolazione. Considerare questi risultati come indicativi e consultare un professionista sanitario per interpretare la propria situazione specifica.

Manutenzione della bilancia

Per garantire il corretto funzionamento della bilancia Care&Fit Smart nel tempo, tenere presenti le seguenti raccomandazioni di manutenzione:

Sostituzione delle batterie: Quando l'indicatore di batteria scarica appare sul display (ad esempio, un simbolo di batteria vuota lampeggiante) o se notate che l'illuminazione del display è debole, sostituite tutte le batterie con nuove dello stesso tipo (AAA). Non mescolate batterie usate e nuove, né di marche diverse, per evitare possibili perdite o danni. Inserite sempre le batterie rispettando la polarità indicata.

Conservazione e stoccaggio: Dopo ogni utilizzo, conservate la bilancia in un luogo asciutto, pulito e sicuro. Evitate di riporla in posizione verticale per lunghi periodi (l'ideale è mantenerla orizzontale) e non collocate oggetti pesanti sopra di essa durante la conservazione. Protegetela dall'umidità estrema e da temperature molto alte o molto basse che potrebbero compromettere i suoi componenti elettronici.

Calibrazione automatica: La bilancia è progettata per calibrarsi automaticamente. Se è stata spostata o trasportata, si consiglia di resettarla prima del successivo utilizzo. Per farlo, con la bilancia a terra, premere il pulsante di reset (4) posto sotto utilizzando un oggetto appuntito (ad esempio, una graffetta) oppure salire e scendere rapidamente dalla bilancia per riportarla a zero. In questo modo, il display dovrebbe mostrare "0.0" indicando che è pronta e calibrata.



IT

Pulizia generale: (Nota: Non è richiesta una pulizia frequente speciale oltre a quella di base.) Mantenete la superficie libera da polvere e sporco passandovi delicatamente un panno asciutto o leggermente umido. Assicuratevi che non entri acqua nei fori degli elettrodi né nel comparto batterie. Non utilizzate solventi né abrasivi che potrebbero danneggiare il rivestimento in vetro o le parti in plastica.

Ispezioni periodiche: Controllate occasionalmente che i piedini antiscivolo (6) siano puliti e in buone condizioni. Se qualcuno si allenta o perde aderenza, potrebbe compromettere la stabilità e la misurazione; regolatelo o sostituitelo tramite l'assistenza tecnica. Verificate inoltre che il coperchio del vano batterie si chiuda correttamente.

Seguendo queste indicazioni, la vostra bilancia rimarrà in condizioni ottimali, garantendo misurazioni precise e prolungandone la durata. In caso di dubbi o problemi non risolti con queste cure, contattate il nostro servizio di assistenza tecnica.

Garanzia

Termini e condizioni della garanzia: Questo prodotto ha una garanzia limitata di 3 anni a partire dalla data di acquisto originale da parte del consumatore. La garanzia copre i difetti di fabbricazione nei materiali e nella manodopera in condizioni normali di uso domestico. MLTEC MOTION INNOVATION S.L.U., in qualità di importatore e distributore autorizzato, certifica che la bilancia Original Scale Care&Fit Smart (ORICAREFIT-W) è priva di tali difetti al momento dell'acquisto. Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, il prodotto presenti guasti dovuti a materiali difettosi o a processi di fabbricazione non corretti, il consumatore avrà diritto alla riparazione gratuita o alla sostituzione del prodotto, secondo le condizioni dettagliate di seguito. La batteria inclusa con il prodotto ha una garanzia specifica di 6 mesi, in quanto componente consumabile. Questa garanzia è aggiuntiva e non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legislazione nazionale.

Copertura della garanzia:

La garanzia sarà valida solo presentando il Certificato di Garanzia timbrato (o la prova d'acquisto originale) insieme alla fattura o allo scontrino di acquisto in cui risultino il modello acquistato e la data di acquisto. In tale certificato o giustificativo devono comparire chiaramente: (a) il nome dell'acquirente, (b) il nome, l'indirizzo e il timbro del punto vendita, (c) il modello del prodotto e (d) la data di acquisto. L'assenza o l'alterazione di uno qualsiasi di questi dati potrà invalidare la garanzia.

Sono espressamente esclusi da questa garanzia i seguenti casi:

Prodotti il cui periodo di garanzia (3 anni) sia scaduto.

Danni o guasti causati da un uso improprio o contrario alle istruzioni del manuale d'uso (ad esempio, sovraccarico oltre il peso massimo, esposizione a liquidi, cadute, urti, ecc.).

Interventi, riparazioni o modifiche non autorizzate: qualsiasi manipolazione effettuata da personale tecnico non autorizzato da MLTEC MOTION INNOVATION, l'installazione di parti o software non originali o l'alterazione delle specifiche originali del prodotto annulleranno la garanzia.

Usura naturale dovuta al normale utilizzo del prodotto su componenti consumabili o di natura deperibile. Ad esempio, non sono coperti elementi come batterie esaurite (dopo 6 mesi), parti in gomma o plastica usurate per l'uso abituale, graffi o scolorimento estetico dovuti al tempo, ecc.

Danni accidentali o causati da fenomeni esterni: inondazioni, incendi, cali di tensione, fulmini, catastrofi naturali o altre cause di forza maggiore non imputabili a difetti di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto presenti un difetto coperto dalla garanzia, la procedura da seguire sarà la seguente: il consumatore dovrà notificare l'incidente al Servizio di Assistenza Tecnica di MLTEC (vedere la sezione Assistenza Tecnica) entro un termine ragionevole (preferibilmente entro 15 giorni dalla rilevazione del problema). Verranno fornite istruzioni su come inviare il prodotto difettoso, adeguatamente imballato, al servizio tecnico. Dopo la valutazione, MLTEC potrà scegliere se riparare il prodotto (ad es. sostituendo i componenti danneggiati con pezzi nuovi o ricondizionati) o sostituirlo con un prodotto uguale o equivalente in prestazioni. L'opzione scelta sarà gratuita per il consumatore, includendo manodopera e materiali.



IT

qualsiasi riparazione o sostituzione effettuata in garanzia sarà coperta solo per il tempo rimanente del periodo di garanzia originale. Vale a dire, non inizia un nuovo periodo di 3 anni, ma il termine continua a decorrere dalla data di acquisto iniziale. Tutte le parti e i prodotti sostituiti diventeranno di proprietà di MLTEC MOTION INNOVATION.

Ambito territoriale: La presente garanzia è applicabile esclusivamente nel territorio del Regno di Spagna. I servizi di garanzia saranno forniti all'interno di questo ambito. Per i prodotti acquistati al di fuori della Spagna o se l'utente si trova in un altro paese, dovrà contattare il distributore locale corrispondente per conoscere la copertura di garanzia applicabile nella sua regione.

Per qualsiasi dubbio sui termini di questa garanzia, è possibile contattare il nostro servizio clienti. Questa garanzia riconosce i diritti legali del consumatore secondo la normativa vigente, senza limitarli.

Servizio di assistenza tecnica: Se hai bisogno di aiuto con il funzionamento del prodotto, per far valere la garanzia o per acquistare pezzi di ricambio originali, puoi contattare il nostro servizio di assistenza e supporto tecnico tramite i seguenti canali:

E-mail: soporte@tec1.zendesk.com

Sito web: www.unotec.es
(sezione Supporto/Contatto)

ORIGINAL SCALE CARE&FIT SMART WHITE OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS MODEL NO. ORICAREFIT-W

NOMÉS PER A ÚS DOMÈSTIC D'INTERIOR

GUARDEU AQUESTES INSTRUCCIONS

Aquest aparell no està destinat a ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars com ara:

- Àrees de cuina per al personal en botigues, oficines i altres entorns de treball.
- Masies o cases de camp.
- Per clients en hotels, motels i altres entorns de tipus residencial.
- Entorns de tipus allotjament amb esmorzar (bed & breakfast).

CONTINGUT

Introducció	43
Descripció general del producte	43
Especificacions tècniques	44
Instal·lació	44
Posada en marxa	45
Ús de la bàscula	45
Advertiments de seguretat	46
Manteniment de la bàscula	47
Garantia	48

Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar l'aparell i guardeu-lo per a futures consultes.



Introducció

Figura 1: La bàscula Original Scale Care&Fit Smart juntament amb l'aplicació mòbil Feelfit per al seguiment de les mètriques corporals.

L'Original Scale Care&Fit Smart és una bàscula digital intel·ligent dissenyada per al control integral del pes i de la composició corporal a la llar. Gràcies als seus sensors d'alta precisió i a la connectivitat Bluetooth, permet mesurar no sols el pes corporal, sinó també paràmetres com el percentatge de greix, la massa muscular i altres valors biomètrics, sincronitzant-los amb el telèfon mitjançant l'app Feelfit per a un seguiment detallat de la salut. Aquesta bàscula de disseny premium combina una plataforma de vidre temperat resistent amb elèctrodes d'acer inoxidable per oferir resultats fiables i una aparença moderna. És una eina fàcil d'utilitzar, pensada per a tota la família, que t'ajudarà a monitorar el benestar dia a dia de manera còmoda i segura.

Descripció general del producte


Figura 1: Vista superior de la bàscula, que mostra la plataforma de vidre temperat, els elèctrodes de mesura i la pantalla LED il·luminada.

Les parts principals de la bàscula Care&Fit Smart són les següents:

- 1.- Superfície de mesura: Plataforma de pesatge de vidre temperat on es col·loca l'usuari.
- 2.- Àrea de contacte per a les mesures: Elèctrodes metàl·lics que s'han de tocar amb els peus descalços per a l'anàlisi de la composició corporal.
- 3.- Pantalla LED: Mostra el pes i símbols d'estat (p. ex., indicador de Bluetooth, sobrecàrrega, bateria baixa, etc.).
- 4.- Botó de reinici: Situat a la part inferior, utilitzat per reiniciar o calibrar la bàscula si fos necessari.
- 5.- Compartiment de les piles: Espai a la base de la bàscula per instal·lar les piles que alimenten el dispositiu.
- 6,7.- Potes antilliscants: Potes de suport amb material de goma que aporten estabilitat i protegeixen el terra, integrant al seu interior els sensors de pes.
- 6,7.- Sensors de pes: Components interns d'alta precisió (tipus galques extensomètriques) situats a les potes, encarregats de mesurar la càrrega.
- 8.- Indicador de Bluetooth: Ícona a la pantalla que s'il·lumina quan la bàscula està correctament connectada via Bluetooth al dispositiu mòbil.



CA



APP FEELFIT

Especificacions tècniques

Típus de pila	2 × piles AAA de 1,5 V (col·locació al compartiment inferior)
Pantalla	Pantalla LED d'alta visibilitat amb il·luminació vermella de les xifres
Sensors	4 sensors de pes d'alta precisió (tecnologia de galges extensomètriques)
Capacitat de pes	Pes màxim 180 kg (396 lb)
Unitat de mesura	Quilograms (kg) per defecte; commutable a lliures (lb) mitjançant l'app Feelfit
Connectivitat sense fils	Bluetooth® 4.0 de baix consum (BLE) per a la sincronització amb l'smartphone
Aplicació compatible	Feelfit (disponible per a iOS i Android, descàrrega gratuïta)
Materials	Plataforma de vidre temperat resistent; elèctrodes d'acer inoxidable; base i potes de plàstic ABS
Encesa/apagada automàtica	Sí – la bàscula s'encén automàticament en detectar pes i s'apaga després d'uns segons sense ús
Altres funcions	Càcul de l'IMC i anàlisi de la composició corporal a l'app; emmagatzematge de múltiples perfils d'usuari
Nota	La precisió del pes és de ±0,1 kg. Aquesta bàscula està dissenyada només per a ús domèstic. Les dades de composició corporal proporcionades són orientatives i no substitueixen l'assessorament mèdic professional.

Instal·lació

Seguiu aquests passos per a la correcta instal·lació i preparació de la bàscula abans del primer ús:

Col·locació de les piles: Obriu la tapa del compartiment de piles (5) a la base de la bàscula i inseriu 2 piles AAA noves, respectant la polaritat indicada. Assegureu-vos que quedin ben ajustades.

Ubicació adequada: Col·loqueu la bàscula sobre una superfície plana, sòlida i nivellada. Eviteu situar-la sobre catifes gruixudes, superfícies irregulars o relliscoses, ja que podrien afectar la precisió de la mesura.

Comprovació inicial: Abans d'utilitzar-la, i amb la bàscula en posició horitzontal, trepitgeu breument la superfície (1) i retireu-vos per activar i calibrar el dispositiu. La pantalla s'hauria d'encendre i després mostrar "0.0" (indicant que està llista per mesurar). Si la bàscula no s'encén, verifiqueu la correcta instal·lació de les piles o premeu suavament el botó de reinici (4) amb un objecte fi.



Posada en marxa

Un cop instal·lada, procediu a configurar i enllaçar la bàscula amb el vostre telèfon intel·ligent:

Descàrrega de l'app: Al vostre telèfon mòbil, descarregueu i instal·leu l'aplicació Feelfit. Està disponible de manera gratuïta a l'App Store d'iOS i a Google Play per a Android. També podeu escanejar el codi QR inclòs a la documentació del producte per accedir directament a la descàrrega.

Activació del Bluetooth: Activeu la connectivitat Bluetooth al vostre telèfon. Obriu l'aplicació Feelfit i seguiu les instruccions inicials per registrar un usuari o iniciar sessió si és necessari.

Emparellament amb la bàscula: Amb l'aplicació oberta a prop del dispositiu, pugeu breument a la bàscula per encendre-la. La bàscula entrarà en mode de sincronització i mostrarà el símbol de Bluetooth (8) a la pantalla. La bàscula hauria d'aparèixer a l'app; seleccioneu el model ORICAREFIT-W o una opció equivalent per enllaçar-la. La connexió s'establirà en pocs segons. Nota: La bàscula pot requerir que us hi col·loqueu a sobre durant l'emparellament inicial per activar-se.

Confirmació: Un cop emparellada, la Care&Fit Smart romandrà connectada al telèfon durant l'ús. La icona de connexió Bluetooth s'il·luminarà a la pantalla (3) cada vegada que la bàscula transmeti dades a l'aplicació. L'emparellament només és necessari la primera vegada; en els usos posteriors la connexió serà automàtica. Si en algun moment necessiteu enllaçar-la amb un altre dispositiu o resoldre problemes de connexió, manteniu premut el botó de reinici (4) uns segons per restablir la configuració del Bluetooth i repetiu el procés d'emparellament.

Ús de la bàscula

Per obtenir mesures precises de pes i composició corporal, seguiu aquestes indicacions d'ús:

Col·locació de l'usuari: Pugeu a la bàscula descalços, situant els dos peus sobre la superfície de mesura (1) i assegurant-vos que cada peu faci bon contacte amb els elèctrodes metàl·lics (2). Col·loqueu-vos al centre de la plataforma, amb els peus separats de manera uniforme. És important que la pell dels peus estigui neta i lleugerament humida (no excessivament seca) per millorar la conductivitat en la mesura de bioimpedància.

Postura i espera: Manteniu-vos drets i completament immòbils mentre la bàscula realitza la mesura. A la pantalla LED (3) veureu primer el pes corporal i a continuació una animació o indicador de progrés durant uns segons mentre es calculen els altres paràmetres (greix, muscular, etc.). Eviteu moure-us o parlar fins que la mesura finalitzi.

Lectura de resultats: Un cop completada la mesura, la pantalla mostrarà el pes final. Les altres dades detallades de composició corporal es sincronitzaran automàticament amb l'aplicació Feelfit al vostre telèfon intel·ligent mitjançant Bluetooth (es requereix que l'app estigui oberta o en segon pla amb sessió iniciada). A l'app podreu consultar valors com el percentatge de greix corporal, l'IMC, la massa muscular, el percentatge d'aigua, entre altres, amb gràfics d'evolució i recomanacions.

Finalització: En baixar de la bàscula, aquesta s'apagarà automàticament després d'uns segons d'inactivitat per preservar la vida útil de la bateria. No cal apagar-la manualment. Simplement guardeu la bàscula en un lloc segur i sec fins al proper ús.



CA

Consells d'ús: Per obtenir resultats consistents, procureu pesar-vos sempre a la mateixa hora del dia (per exemple, al matí) i en condicions similars. Col·loqueu sempre la bàscula sobre un terra dur (eviteu catifes o superfícies toves) per garantir l'exactitud. Si la bàscula ha estat moguda de lloc o emmagatzemada en posició vertical, es recomana fer una calibració ràpida pujant i baixant de la plataforma abans de la següent mesura. A més, manteneu les superfícies dels elèctrodes netes amb un drap sec per assegurar una bona conductivitat (no utilitzeu productes químics ni submergiu l'aparell en aigua).

Advertiments de seguretat

CA: Si us plau, llegiu atentament els següents advertiments de seguretat i utilitzeu-los com a referència durant tota la vida útil del producte. El fet de no seguir aquestes precaucions pot provocar lesions a l'usuari o danys a la bàscula.

Perill! Les persones amb marcapassos o altres dispositius mèdics electrònics implantats no han d'utilitzar les funcions d'anàlisi de la composició corporal d'aquesta bàscula. La tecnologia de bioimpedància envia un corrent elèctric molt baix a través del cos que podria interferir amb aquests dispositius. Consulteu el vostre metge abans d'utilitzar-la només per a la mesura del pes o absteneu-vos d'utilitzar aquest producte.

Perill! Mantingueu les piles de la bàscula fora de l'abast dels nens petits. Empassar-se piles pot causar lesions greus o mortals. Si sospiteu que un nen ha empassat una pila, busqueu atenció mèdica immediatament. A més, assegureu-vos d'instal·lar correctament les piles i no les llenceu mai al foc (risc d'explosió).

Advertència: Aquesta bàscula està dissenyada només per a ús domèstic en interiors. No la feu servir a l'exterior ni en ambients molt humits (p. ex., banys amb excés de vapor) per evitar fallades electròniques o risc de curtcircuits. No submergiu la bàscula en aigua ni permeteu que entri líquid a l'interior del dispositiu. Per a la neteja, seguiu les instruccions de manteniment.

Advertència: No col·loqueu objectes pesats sobre la bàscula quan no s'utilitzi i no supereu mai la capacitat màxima de 180 kg, ja que podria malmetre els sensors de pes o trencar la superfície de vidre. Si a la pantalla apareix un missatge d'error de sobrecàrrega (p. ex., "Err"), retireu el pes immediatament.

Advertència: Utilitzeu la bàscula descalç per a les mesures de bioimpedància. No us peseu amb sabates o mitjons, ja que els elèctrodes no podran obtenir cap lectura i les dades de composició corporal seran incorrectes. A més, no pugeu a la bàscula amb els peus mullats ni quan la superfície estigui humida; podria relliscar i provocar risc de caiguda. Assequeu tant la plataforma com els vostres peus abans d'utilitzar-la.

Precaució: La plataforma de vidre està dissenyada per suportar el pes previst, però pot trençar-se si pateix un impacte fort (p. ex., si la bàscula cau). Manipuleu l'aparell amb cura. Si observeu alguna esquerda o dany al vidre, deixeu d'utilitzar la bàscula immediatament per evitar talls o lesions i contacteu amb el servei tècnic per a la seva substitució.

Precaució: Col·loqueu els peus centrats i equilibrats a la bàscula. Eviteu posar-vos a la vora o en una posició inestable. Utilitzeu sempre la bàscula sobre superfícies planes; si es col·loca sobre una superfície irregular, hi ha risc de bolcada o de lectures imprecises.

Precaució: No salteu ni brinqueu sobre la bàscula ni la feu servir com a plataforma o esglao. L'ús indegit pot danyar els sensors o provocar accidents.